

S. No.	Date	Title	page no.	Teacher's Sign/ Remark
1.		जीवमूल्य संश्लेषण का अध्ययन करना।	1	
2.		विभिन्न प्रकार के कार्बनिक विटामिनो का भिन्न सांद्रता पर प्लाज्मा स्मिथी की पारगम्यता का अध्ययन करना।	4	
3.		विभिन्न तापमान पर प्लाज्मा स्मिथी की पारगम्यता का अध्ययन करना।	8	
4.		आल्बर्ट विधि द्वारा क्लोरोप्लास्ट के वर्णकों को अलग करना।	12	
5.		पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा क्लोरोप्लास्ट के वर्णकों को अलग करना।	16	
6.		केटालेज एंजाइम।	20	
7.		परऑक्सीडेज एंजाइम।	23	
8.		अमायलेज एंजाइम	26	
10.		पोटो ओरोमीटर द्वारा परासरण क्रिया को दर्शाना।	32	
11.		पोटोमीटर द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर का प्रदर्शन	35	
12.		मूल दाब का प्रदर्शन करना।	38	
13.		प्रकाश संश्लेषण का प्रदर्शन उल्टे बीप विधि व गोब की आधी पत्ती के प्रयोग द्वारा प्रदर्शन करना।	40	
14.		गेनॉंग स्पेसन मापी द्वारा RO जात करना	45	
15.		आर्क ऑरोमीटर द्वारा शुद्ध जात करना	49	
* 9		वैश्वार्थ, सेल्युलोज, लिग्निन एवं लिपिड के हिस्टोरसापनिक परीक्षण।	29	

Experiment -1

जीवद्रव्य संकुचन का अध्ययन करना


[To study Plasmolysis]

★ आवश्यकताएँ (Requirements) :- रोहिणो डिस्कलर की पत्तियाँ, पॉच ग्लास, सुकोन या चीनी का विलयन, ब्लेड, आसुर जल, स्लाइड, कवरस्लिप, सूक्ष्मदर्शी।

★ सिद्धांत (Principle) :- जब कोशिका को अति परासरी (Hypertonic) विलयन में रखा जाता है तब उसका जल वह परासरण के कारण बाहर निकल जाता है। मध्य में उपस्थित रिक्ति छोटी हो जाती है य अर्थात् दाब कम होने से जीवद्रव्य सिकुड़ कर कोशिका भित्री से अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को जीवद्रव्य संकुचन कहते हैं।
उसी कोशिका को पुनः जल में रखने पर कोशिका स्फीत स्थिति प्राप्त कर लेती है जो जीवद्रव्य विकुचन (deplasmolysis) कहलाता है।


★ प्रक्रिया (Procedure) :-

- (i) रोहिणो की पत्ती को तिरछी दिशा में रखकर एक अच्छे से उसकी उपरी सतह (peel) उतार लो अथवा ब्लेड की सहायता से उतार इस सतह के कई छोटे टुकड़े कर लो।
- (ii) किसी एक एक छोटा टुकड़ा पानी की बूंद में स्लाइड पर आरोपित कीजिए। कवरस्लिप लगाकर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करें। यह स्लाइड A है।



[A] A Normal Turgid Cell

[B] Cell with



[C] Cell Further Plasmolysis

[D] Plasmolysed Cell

Fig :- Demonstration of Plasmolysis

- (iii) एक स्लाइड पर चीनी का विलयन लेकर उस पर बसह का एक टुकड़ा रखो। कवर स्लिप लगाकर सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करो। यह स्लाइड B है।

★ प्रेक्षण (Observation):

स्लाइड A में कोशिका की संरचना पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई दे रही है। यह कोशिका पूर्ण रूप से स्थिर (turgid) है।

- स्लाइड B में कोशिका का जीवमूल्य कुछ हद तक झिन्ना से कोशिका भित्री से हट जाता है एवं पदों कुछ स्थान दिखाई देता है। कुछ और समय बीतने पर कोशिका का जीवमूल्य अफी सिक्कुड़ जाता है। मध्य स्थिति भी दिखाई नहीं देती है व जीवमूल्य भित्री पर छोटी गेंद स्वरूप दिखाई देता है।

★ परिणाम (Result):

स्लाइड A में जल की उपस्थिति में कोशिका इस अंदर से भित्री पर दाब डालता है जिससे जीवमूल्य कोशिका भित्री से अलग रहता है पर अफीत कोशिका है।

- स्लाइड - B में चीनी के आतिपरासरी (Hypertonic) विलयन में वही परासरण के कारण जल बाहर निकलने लगता है व जीवमूल्य संकुचित होने लगता है। यह कोशिका ही आरंभिक (initial) पारंभी संकुची अवस्था (incipient plasmolysis) कहलाती है।

- इसी स्लाइड को जब कुछ देर तक आतिपरासरी विलयन में रखते हैं

तब जीवमूल्य दुर्गन्ध से कुंभित होकर कौबिका भित्री के एक ओर गैर समान आकृति बना लेता है कौबिका ही यह अवस्था जीवमूल्य कुंचन (Plasmolysis) कहलाती है।

→ इन कौबिकाओं से जब अल्पपरासर (Hypotonic) विलयन में रखा जाता है तब वह जीवमूल्य विकुंचन (deplasmolysis) कहलाता है य जीवमूल्य पुनः अपनी स्फीत अवस्था प्राप्त कर लेता है।

★ सावधानियाँ (Precautions) :-

- (i) शीटियों की ताजी, स्फीत पत्ती काम में लेनी चाहिए।
- (ii) विलयन सावधानीपूर्वक बनाना चाहिए।
- (iii) धिलका (peel) के लगभग समान टुकड़े लेने चाहिए।

Experiment - 2

विभिन्न प्रकार के कार्बनिक विलायकों की भिन्न सांद्रता पर
प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता का अध्ययन

[To study the effect of different concentration of
Organic solvents on permeability of plasma membrane]

★ आवश्यकता (Requirements):-

- चकन्दर (beetroot)
- मासूम जल, ऐसीटोन, इथेनॉल, फार्मलिन, बेंजीन।
- टेस्ट ट्यूब, बीकर, पॉच ग्लास
- उपकरण - कलरीमीटर अथवा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर

★ प्लाज्मा झिल्ली:-

यह जीवद्रव्य (protoplast) की बाह्य परत (lining) है।
जंतुओं में यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जबकि
पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कोशिका भित्री भी उपस्थित रहती
है। यह प्रोटीन व लिपिड से बनी द्वितम झरत (bilayer)
होती है।

- यह कोशिकाओं में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है।
यह अंतःगमन व वहिर्गमन दोनों को ही प्रभावित करती है।
यह चयनात्मक पारगम्यता के लिये भी जिम्मेदार होती है।


★ सिद्धांत (Principle):-

- किसी विलयन में विलायक अणुओं का उसकी अधिक
सांद्रता से कम सांद्रता की ओर सार्ध पारगम्य झिल्ली
द्वारा विसरण प्रसरण फैलाना है।

- ⇒ जब चक्र के एक छोटे चोकर टुकड़े को मासुत जल में रखा जाता है, तब चक्र की कोशिकाओं में उपस्थित बैंगनी रंग उसकी कोशिकाओं से बाहर विसरित नहीं होता। 10 min रखने पर भी बाहरी मासुत जल रंगहीन ही रहता है।
- ⇒ यदि बाहरी जल रंगीन हो जाये तो यह चक्र की कोशिकाओं की झिल्लियों की पारगम्यता की क्षति (loss of permeability) को दर्शाता है जो किसी कारण वश सम्पन्न हो जाती है।

★ प्रक्रिया (Procedure):—

- ⇒ चक्र को लेकर उसके कोर वोर की सहायता से एक बेलनाकार टुकड़ा निकाल ले फिर उसके छोटे टुकड़े काट ले।
- ⇒ चोड़े मुँह की टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब रैंक में व्यवस्थित करे।
- ⇒ चक्र के सभी टुकड़ों को जल में अच्छी तरह से धो ले जिससे इसमें से बैंगनी रंग का पिगमेंट (एन्थोसायनिन) उसकी कटी परत से बाहर विसरित होना बंद हो जाये।
- ⇒ विभिन्न विलायकों जैसे मासुत जल, फार्मोलिन, बैंगनी, ऐसीटोन तथा इथेनॉल की विभिन्न सांद्रता (10%, 50%, 100%) को टेस्ट ट्यूब में भलग-भलग स्थानांतरित करे।
- ⇒ प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में अच्छी तरह से धुला हुआ चक्र का टुकड़ा आपधानीपूर्वक चिमटी द्वारा स्थानांतरित करे।
- टेस्ट ट्यूब स्टैंड को ऐसे ही पड़ा रखने दे।
- दस मिनट पश्चात् प्रेक्षण नोट करे।



(A) Water (B) Benzene (C) Formaline (D) Acetone (E) Ethanol

Fig:- Tubes of different solvent concentration placed in rack

★ प्रेक्षण (Observation):

⇒ प्रत्येक टेस्ट-ट्यूब में से चक्रुंदर का चुकड़ा निमरी द्वारा बाहर निकाल दें तथा विभिन्न विलायकों का रंग नोट करें।

⇒ विलायकों की श्रेणियाँ इस प्रकार बनाइए, रंगहीन, हल्का बैंगनी, बैंगनी, गहरा बैंगनी, अधिक गहरा बैंगनी कालादि तथा नीचे दी गई सारणी-1 को करें।

सारणी - विलायकों का प्रभाव

क्र.सं.	विलायक	10%	50%	100%
1.	आसृत जल (Distilled water)	-	-	-
2.	बैंगनी (Benzene)	-	-	-
3.	फॉर्मलिन (Formaline)	+	++	+++
4.	ऐसीटोन (Acetone)	++	+++	++++
5.	इथेनॉल (Ethanol)	+++	++++	+++++

⇒ टेस्ट ट्यूब में उपस्थित विलायकों का 540 nm तरंगदैर्घ्य पर क्लरीमीटर अथवा स्पेक्ट्रोफोटो मीटर द्वारा optical density नोट करें अथवा रंग की तीव्रता से प्रेक्षण नोट करें

★ परिणाम तथा निष्कर्ष (Result and Inference)

(i) चक्रुंदर में उपस्थित लाल बैंगनी एन्थोसायनिन पिगमेंट 10 min. पश्चात विलायकों जैसे बैंगनी, फॉर्मलिन, ऐसीटोन तथा इथेनॉल में विसरित होता है तथा ये बैंगनी हो जाते हैं परंतु विलायक आसृत जल तथा में उसका विसरण नहीं होता, अतः यह रंगहीन रहते हैं

Teacher's Signature _____

(ii) कोशिका उस तथा बाहरी माध्यम के माध्य चयनात्मक पारगम्य झिल्लियों द्वारा उपस्थित हैं। कोशिका उस बाहरी माध्यम से अधिक बांधा है। अतः उस टेस्ट ट्यूब में कोई विसरण नहीं होता। जीवित कोशिकाएं बैंगनी रंग के पिगमेंट के बाहरी विसरण को रोक देती हैं।

(iii) ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसमें विषाक्त बैंगनी रंग का होता है, चक्रुंर की कोशिकाओं की चयनात्मक पारगम्यता, जहरीले (toxic) द्रव्य विषाक्तों जैसे बैंगनी, फार्मेलिन, ऐसीटोन, इथेनॉल इत्यादि की उपस्थिति में, कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त हो जाने से समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि मृत चक्रुंर कोशिकाओं से बैंगनी पिगमेंट तेजी से विसरित होने लगता है।

★ सावधानियाँ (Precautions):

(i) प्रयोग से पहले चक्रुंर के टुकड़ों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए जिससे उसकी सतह पर कोई पिगमेंट नहीं रहे।

(ii) चक्रुंर के टुकड़ों को चिमटी से आसानी से हरी जाये।

Experiment - 3

विभिन्न तापमान का प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता पर प्रभाव का अध्ययन

[To study the effect of temperature on permeability of plasma membrane]

★ आवश्यकताएँ (Requirements) :-

- चकन्दर (Beetroot)
- टेस्ट ट्यूब , टेस्ट ट्यूब स्टैंड
- आसूत जल
- स्प्रिट लैप
- उपकरण - कलरीमीटर अथवा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर

★ प्लाज्मा झिल्ली :-

यह प्रोटोप्लाज्म की बाह्य परत है जो कोशिकाओं में पदार्थों के आवागमन का नियंत्रित करती है। यह अंतःगमन व बाह्यगमन दोनों से ही प्रभावित करती है। यह न्यूनतमक पारगम्यता के लिए भी जिम्मेदार होती है।

★ सिद्धांत (Principle) :-

- किसी विलयन में विलायक अणुओं का उसकी माध्यिका सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण परासरण कहलाता है।

- जब चकन्दर के एक छोटे चोकर टुकड़े से आसूत जल में डाला / रखा जाता है तब चकन्दर की कोशिकाओं में उपस्थित बैंगनी रंग

इसकी कोशिकाओं से बाहर विसरित नहीं होता। 10 min. रखने पर भी बाहरी आसूत जल रंगहीन ही रहता है।

→ यदि बाहरी जल रंगीन हो जाये तो यह चक्रुद्ध की कोशिकाओं की झिल्लियों की पारगम्यता की क्षति को इंगित करता है जो किसी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।

★ प्रक्रिया (Procedure):—

→ चक्रुद्ध को लेकर फोर्ड वोरर की सहायता से उसके बेसनाकर टुकड़े निकाल ले। फिर उसके छोटे-छोटे 1 cm के चौकोर टुकड़े काट ले।

→ चक्रुद्ध के सभी टुकड़ों को जल में अच्छी तरह से तब तक धो लीफ्टि जाव तक हममें से बैंगनी रंग का पिगमेंट एन्थोसायनीन इसी कड़ी अतए से बाहर विसरित होता बंद नहीं हो जाये।

→ चौड़े गुँद की 6 टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब स्टैंड में व्यवस्थित करे।

→ सभी टेस्ट ट्यूब पर 0°C , 10°C , 30°C , 50°C , 70°C , 100°C चिह्नित करे तथा फ्लायोक में एक टुकड़ा चिमटी की सहायता से डाल दे।

→ टेस्ट ट्यूब में एक बर्फ डाले व उसका तापमान 0°C निश्चित करे।

→ टेस्ट ट्यूब दो से छः का तापमान 10°C , 30°C , 50°C , 70°C , 100°C पर निश्चित करे।

→ सभी टेस्ट ट्यूब को 15 min तक रखा रहने दे।

★ प्रेक्षण (Observation):—

(i) फ्लायोक टेस्ट ट्यूब में से चक्रुद्ध का टुकड़ा निकाल दे तथा बाहरी जल अ रंग नोट करे।

- (ii) विभिन्न श्रेणियाँ उस प्रकार बनाइये रंगहीन, हल्का बैंगनी, गहरा बैंगनी आदिक जहरा बैंगनी। बल्बों नीचे दी गई सारणी को भरें।
सारणी - तापमान का प्रभाव

क्र.सं.	तापमान	रंग की तीव्रता
1	0°C	-
2	10°C	+
3	30°C	++
4	50°C	+++
5	70°C	++++
6	100°C	+++++

- (iii) टेस्ट-ट्यूब में उपस्थित जल को 100°C तक गर्म कर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा मापित डेंसिटी नोट करे। कक्षा रंग की तीव्रता से तापमान का प्रभाव जात करे।

★ परिणाम तथा निष्कर्ष (Result and Inference):-

- (i) चक्रुण्डर में उपस्थित लाल बैंगनी एन्थोसायनिन पिगमेंट 15min. पश्चात् तापमान जैसे 10°C से 100°C पर विसरित होता है तथा जल रंगीन हो जाता है।
परंतु 0°C पर जल में विलय विसरित नहीं होता है।
अतः यह रंगहीन रहता है।

- (ii) टेस्ट ट्यूब जिसमें जल रंगीन हो जाता है उसमें चक्रुण्डर की कोशिकाओं की झिल्लियों की पारगम्यता नष्ट हो जाती है। यह तापमान में बदलाव होने के कारण होता है। इसलिए उच्च तापमान पर मृत कोशिकाओं से एन्थोसायनिन पिगमेंट का विसरण हो जाता है तथा जल रंगीन हो जाता है।

- (iii) जिस टेस्ट ट्यूब में तापमान 0°C होता है उन चक्रुण्डर की कोशिकाओं की पारगम्यता नष्ट नहीं होती है व जल रंगीन नहीं होता है।

★ सावधानियाँ (Precautions):—

- (i) प्रयोग से पहले चक्र के टुकड़ों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए जिससे उसकी सतह पर कोई पिघलन नहीं रहे।
- (ii) चक्र के टुकड़ों को चिमटी की सहायता से ही ले।

Experiment - 4

सॉल्वेंट क्रोमेटोग्राफी द्वारा क्लोरोफिल-वर्णकों को अलग करना

[Separation of Chlorophyll-pigment by Solvent Chromatography]

★ आवश्यकताएँ (Requirements):

- हाइड्रिला (Hydrilla) बोगनविलिया (Bougainvillea) या पालक की पत्तियाँ
- सेपरेटिंग डिस्क (Separating funnel)
- पेस्टल तथा मोर्टार
- मापक सिलिंडर
- बीकर
- फनल
- परखनली
- ऐसीटोन, 80% इथेनॉल
- 95% एल्कोहॉल
- पेट्रीसियम डीएच, क्लोरोफॉर्म व KOM

पादप की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट दूरे रंग के प्लास्टिड में उपस्थित होते हैं। दूरा वर्णक जो क्लोरोफिल कहलाता है, ऑकाल व उच्च पादपों के क्लोरोप्लास्ट में मिलता है।

- यह प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रकाश का अवशोषण करता है तथा सभी पर जीवन के लिए आवश्यक है।

- क्लोरोप्लास्ट में निम्न तीन प्रकार के वर्णक मिलते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स तथा फाइकोबिलिन्स।

Chl. a लगभग सभी पादप में उपस्थित होता है जबकि Chl. b उच्च पादपों तथा दूरी ऑकालों में मिलता है।

- Chl. c - भूरी ऑकाल, Chl. d लाल ऑकाल तथा Chl. e पीली ऑकालों में क्लोरोफिल के साथ Chl. b के स्थान पर उपस्थित रहता है।

Flow Chart:

Spinach / Bougainvillea leaves (10g) + 80% Acetone (20-25 ml)

Macerate

Take 40 ml filtrate in separation funnel + 60 ml petroleum ether (shake-clockwise)

Pour 50 ml water & stir anticlockwise

Filterate

Upper layer (green coloured petroleum ether layer)

Lower layer (colourless acetone layer to be discarded)

Extraction in 52% Methanol (50 ml)
Add Petroleum ether

A - upper layer green of petroleum ether chl. a + Carotene
For separation of chl. a + Carotene

30 ml of upper layer + 30 ml ether + 30 ml distil water

Upper layer + 30 ml + 30% Methylated KOH

Upper layer chl. a

Lower layer discarded

Lower layer chl. b

B - lower layer of methyl alcohol chl. b + Xanthophyll
For separation of chl. b + Xanthophyll

50 ml lower layer + 50 ml diethyl ether + 20 ml dist. water

Upper layer + 15 ml of 30% Methylated KOH + 30 ml distil water

Upper layer chl. b

Lower layer discarded

Lower layer Xanthophyll

★ सेपरेटिंग फनल (Separating Funnel):

यह नाशपति के आकार की एक कीप होती है, जिसके उपरी सिरे पर एक विशेष समेकित विद्युत के स्थानान्तरण हेतु उपस्थित रहता है। इसको टपकन की सहायता से बंद किया जा सकता है।

इस फनल की नीचली भाग पर एक छोटी ट्यूब लगी रहती है जिस पर एक चाबी (Knob) रूपी स्टापर स्थित रहता है जिसको Clockwise तथा Anti-clockwise घुमाया जा सकता है। जब इसे घुमा के समान्तरण करते हैं तो विद्युत इसके द्वारा नीचे स्थानान्तरित होने लगता है परंतु जब इसको 90° पर घुमाया जाता है तो यह पुनः बंद हो जाता है तथा विद्युत का नीचे गिरना भी रुक जाता है।

★ प्रक्रिया (Procedure):

1. ऐसीटोन में वर्णक का निष्कासन [Extraction of pigments in Acetone]

- (i) दूरे पादप को 10 g तोले।
- (ii) उसे 10 ml 80% ऐसीटोन में पेस्टल व मोर्टर में पीसना शुरू करें।
- (iii) पुनः 80% ऐसीटोन थोड़ा सा (5 ml) डालकर और महीन पेस्ट बनाएं।
- (iv) इसमें 80% ऐसीटोन मिलाकर 50 ml करें।

2. वर्णक का पेट्रोलियम ईथर में निष्कर्षण [Extraction of pigments in Petroleum Ether]

- (i) सेपरेटिंग फनल 250 ml में 50 ml पादप के ऐसीटोन सत को उपरी छिह से स्थानान्तरित करें, तत्पश्चात् इसे बंद कर दें। स्थानान्तरित करते समय नीचे की ट्यूब में स्थित स्टापर नाव को घुमाकर छिह बंद कर दें।
- (ii) पुनः 60 ml पेट्रोलियम ईथर मिलाएं व इसे Clockwise घुमाएं।
- (iii) इसमें 10 ml आसूत जल मिलाकर Anti-clockwise हिलाएं।
- (iv) निम्न दो चरण दिखाई देंगी उपरी दरी पेट्रोलियम ईथर तथा नीचली श्वेत ऐसीटोन जल।




Fig :- Separating Funnel

(v) निचली छिद्र नॉब 90° पर करके खोल कर रंगहीन परत दूसरे बियर में निकालकर हटा दे व नॉब पुनः बंद करें।

(vi) उसमें उपरी बची दरी परत में 50 ml आसुत जल मिलाये। इसे अच्छी तरह हिलाये। पुनः दो परत दिखाई देंगी। निचली परत दोबारा नीचे से निकाल कर नष्ट कर दें।

3. मिथाइल एल्कोहल में निक्षेपण:- [Extraction in Methyl Alcohol]

(i) बची हुई उपरी परत में 50 ml 92% मिथाइल एल्कोहल तथा पेट्रोलियम ईथर डालें। इसे Clockwise हिलाये।

(ii) दो परत - A. उपरी दरी पेट्रोलियम ईथर तथा B. निचली मिथाइल एल्कोहल बनेगी।

(iii) उपरी ईथर परत A में Chl. a व कैरोटीन (कैरोटिनाइड) अस्थि बंधते हैं।

(iv) निचली परत - B में Chl. b व Xanthophyll भलग होते हैं।

4. पेट्रोलियम ईथर परत - A का विभाजन [Separation of Petroleum Ether Layer A]

(i) यह परत Chl. a व Carotene को भलग करती है।

(ii) लगभग 30 ml उपरी ईथर परत - A को सेपरेटर फ्लास्क में स्थानांतरित करें। तत्पश्चात् उसमें 50 ml ताजा तैयार किया गया 30% मिथेनीसिक पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड (KOH) मिलाकर Clockwise 5min तक हिलाकर उसे 40 ml तक स्थिर होने के लिए रख दें।

(iii) तत्पश्चात् 30 ml जल मिलाकर Anti-clockwise हिलाये।

(iv) दो परत दिखाई देंगी - उपरी परत में Chlorophyll & निचली परत में Carotene उपस्थित होगा।

5. मिथाइल एल्कोहल परत - B का पृथक्करण [Separation of Methyl Alcohol Layer-B]

(i) यह परत Chl. b व Xanthophyll को भलग करती है।

(ii) लगभग 50 ml 95% एथिल ईथर का विलयन 20 ml जल को मिथाइल एल्कोहल युक्त निचली परत में मिला कर पहले Clockwise व Anti-clockwise 5min के लिए हिलाये।

- (ii) दो पर्त दिखाई देने पर नीचली पर्त को निकालकर फेंक दे।
 (iii) उपरी पर्त में 15 ml methyleated KOH मिलाये। इसको 10 min तक रख दे।
 (iv) इसमें 30 ml आसूत जल मिलाकर Clockwise हिलाये।
 (v) दो पर्त बनेगी - उपरी पर्त में Chl. b व नीचली पर्त में Xanthophyll उपस्थित होगा।

★ परिणाम (Result):—

- (i) Chl. a तथा Chl. b कम्बका: उपरी पर्त A तथा B में उपस्थित होती है।
 (ii) Chl. a पीला हरा रंग का व Chl. b ही पर्त जैतुनी (blue) हरा रंग की होती है।
 (iii) Carotene तथा Xanthophyll कम्बका: नीचली पर्त A तथा B में उपस्थित रहते हैं।
 (iv) Carotene हल्के पीले रंग के व Xanthophyll गहरे पीले रंग के होते हैं।

★ सावधानियाँ (Precautions):—

- (i) सर्वप्रथम सेपरिंग फ्लल के उपरी भाग में जल डालकर नीचली इधुब से बाहर निकालने का अभ्यास प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह कर ले।
 (ii) सभी प्रसर के विलयन लेबल लगे बीकर में रक कर रखे।
 (iii) पर्तों को अलग करने से पूर्व उनको 10 min तक इंतजार करके स्थिर होने दे।
 (iv) पर्त अलग होने के दौरान फ्लल को नहीं हिलाये।

Experiment - 5

पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा क्लोरोफिल के वर्णों का अलग करना

[To separate Chloroplast pigment using paper chromatography]

- ★ आवश्यकताएँ (Requirements) :-
- पालक भाँपा कोमलवर्धित पादप की पत्तियाँ ।
 - क्रोमेटोग्राफिक वाटमैन पेपर नं. 1
 - फिल्टर पेपर
 - मलमल का कपड़ा
 - बीकर
 - फ्लोसिलिंग डिस्क, ऐसीटोन

★ क्रोमेटोग्राफी (Chromatography) :-

क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जो विभिन्न रासायनिक यौगिकों को अलग करने हेतु काम में आती है। यह यौगिक अमिश्र (mixture) के रूप में उपस्थित रहते हैं।

- यह तकनीक दो अवस्थाओं के मध्य सामिश्रण में उपस्थित यौगिकों के चयनित वितरण पर आधारित है।

- एक फेज (phase) स्थैतिक (stationary) तथा दूसरा फेज गमनशील (mobile) होता है। इनके क्रमशः स्थिर तथा mobile phase भी कहते हैं।

- पेपर क्रोमेटोग्राफी में दोनों स्थैतिक व गमनशील फेज रूप में होते हैं।
- सॉल्यूशन पेपर hydrophilic होता है जिससे कि विभिन्न व वितरण स्थैतिक फेज के मध्य गमनशील तत्व के रूप में होता है।

विभिन्न विटामिन का स्थैतिक फेज के साथ विभिन्न चरित्रों के अनुसार अलग होते हैं। प्रकृति के अणु ही अलग-अलग हो जाते हैं जब यह अलग हो जाते हैं तो यह क्रोमेटोग्राफी तंत्र में उपर चढ़ना बंद कर देते हैं।

कुछ अनुस्यूतिक पेपर में सेलुलोजिक पेपर के साथ कमजोर क्षेपता प्रदर्शित करते हैं व उपर चढ़ते रहते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के विलयक अनु क्रोमेटोग्राफ में विभिन्न दूराई तक पहुँचते हैं। विलयक अपनी उपस्थित दूराई के द्वारा चिह्नित किए जा सकते हैं।

$$R_f = \frac{\text{प्रारंभिक बिंदु से विलय द्वारा तय की गई दूरी}}{\text{प्रारंभिक बिंदु से विलयक द्वारा तय की गई दूरी}}$$

R_f = रिटेन्सन फैक्टर जो क्रोमेटोग्राफ पर विलयनों के रखवों को ज्ञात करता है। इस क्रोमेटोग्राफ पर विभिन्न दूराईयों पर पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा वितरित बिंदु (spot) अलग हो जाते हैं।

★ सिद्धांत (Principle):- क्रोमेटोग्राफी वह विधि है जो किसी मिश्रण में उपस्थित पदार्थों को उनके विशिष्ट विलयनंतर में उनकी गमनशीलता (mobility) के अनुसार अलग करके उनको चिह्नित कर सकती है।

★ प्रक्रिया (Procedure):-

1. ऐसीटोन में वर्णकों का निष्कर्षण [Extraction of Pigments in Acetone]
(i) इसे पाक्य की पत्रियों को 2g तोले एवं उन्हें पसल व मोर्छ में 10 ml. Chilled Acetone में पीसे।
- (ii) उसके 10 min तक 750 - 1000 r.p.m पर centrifuge कर ले व उसे मसमल के कपड़े से फिल्टर कर ले। उसके विलयन में Chl. a, b तथा Carotenoids जैसे Carotene व Xanthophyll अत्यादि उपस्थित रहते हैं।

2. विलायक तंत्र की तैयारी (Preparation of Solvent System):-
- (i) विलायक तंत्र में पेट्रोलियम ईथर (32 ml) तथा Acetone (8ml) की सहायता से तैयार करें।
 - (ii) इस विलायक के मिश्रण को क्रोमेटोग्राफी चेंबर में रखकर इसे कसड़ी वाष्प के साथ संतृप्त करें।
 - (iii) अब यह विलायक तंत्र क्रोमेटोग्राम लटकाने हेतु तैयार हो।

3. क्रोमेटोग्राम को तैयार करना (Preparation of Chromatogram):-
- (i) वाटमैन फिल्टर पेपर नं. 1 की 40×24 cm. लंबी व चौड़ी पट्टी काट लें।
 - (ii) निचले सिरे से 2.5 cm ऊपर उसमें पेंसिल से पट्टिका की चौड़ाई में एक लाइन खींच दें।

4. स्पॉट एप्लीकेशन (Application of Spots)
- (i) कैपिलरी ट्यूब की सहायता से अथवा आसपिन की कूट से फिल्ट्रेट जिसमें पदार्थ उपस्थित है, का स्पॉट स्ट्रिप पर वनी पेंसिल लाइन पर मध्य में लगायें।

- (ii) स्पॉट सूखने पर पुनः उसी जगह आवधानीपूर्वक दो बार स्पॉट लगायें ऐसा तीन चार बार करें व पुनः सुखा लें।
- (iii) तत्पश्चात् स्ट्रिप को क्रोमेटोग्राफिक चेंबर में इस प्रकार लटकायें जिससे इसका स्पॉट वाला सिरा विलायक से छूता रहे।

5. स्पॉट का अवलोकन करना (Development of Spots)
- (i) दो घंटे पश्चात् क्रोमेटोग्राम चेंबर से निकाल लें। विलायक से क्रोमेटोग्राम की उपरी सतह तक पहुँचने में 2 घंटा लगता है अतः 2 hr. पश्चात् उसके निखलना आवश्यक है।
 - (ii) विलायक द्वारा तथा ही वह इसी से पेंसिल से चिह्नित कर लें।
 - (iii) क्रोमेटोग्राम को बाहर निकालकर हवा में अथवा पंखों के नीचे सूखा लें।
 - (iv) क्रोमेटोग्राम पर अलोरोफिल वर्णक दिखाई देने लगते हैं।
 - (v) अलोरोफिल वर्णकों के बिंदु के केंद्र में पेंसिल से गोला बना लें। उनके केंद्र से स्पॉट लगाने वाले स्थान तक ही इसी नाप लें।
 - (vi) Rf का मान फार्मूले द्वारा कीत करें।




Fig Chromatographic strips showing spots of Chlorophyll pigment
 (A) Chromatographic chamber
 (B) Chromatogram showing spots

Expt. No.

★ प्रयोग

(i) Chl
 (ii) Chl
 (iii) Carot
 (iv) Xanth

★ आवे

(i) अपॉट
 (ii) दूसरे
 (iii) तीसरे
 (iv) चारों

(v) छह

(vi) छह

(vii) छह

(viii) छह

★ प्रेक्षण (Observation) :-

क्रोमेटोग्राम द्वारा Rf के मान निम्न प्रकार जात करें-

$$R_f = \frac{\text{प्राथमिक बिंदु से विलेय द्वारा तय की गई दूरी}}{\text{प्राथमिक बिंदु से विलायक द्वारा तय की गई दूरी}}$$

(i)	Chl. b	द्वारा तय की गई दूरी है =	cm.
(ii)	Chl. a	द्वारा तय की गई दूरी है =	cm.
(iii)	Carotene	द्वारा तय की गई दूरी है =	cm.
(iv)	Xanthophyll	द्वारा तय की गई दूरी है =	cm.

क्र.सं.	वर्णक	बिंदु का रंग
(i)	Chl. a	नीला हरा
(ii)	Chl. b	पीला हरा
(iii)	Carotene	नारंगी पीला
(iv)	Xanthophyll	पीला

★ सावधानियाँ (Precautions) :-


- स्पॉट सावधानीपूर्वक एक ही स्थान पर बार-बार लगाना चाहिए।
- दूसरे स्पॉट को लगाने समय पहले वाले स्पॉट को सूखा लेना चाहिए।
- क्रोमेटोग्राफिक पेपर सिले पर को पकड़ना चाहिए।
- इसे विलायक में कहीं तरीके को इस प्रकार लगाना चाहिए कि उसमें नीचला सिरा उसमें डूबा रहे।
- एक बार क्रोमेटोग्राफिक चेंबर में स्ट्रिप लगाने के फ़ौरत उसे 2 घंटे तक हिलाना नहीं चाहिए।
- क्रोमेटोग्राफिक में स्पॉट डवलप होने के लिए उसे सुखाना आवश्यक है।
- क्रोमेटोग्राफिक को एल्युमिनियम फ़ॉयल में सावधानीपूर्वक रक्षित करना चाहिए।

Experiment - 6

एन्जाइम कैटेलेज (Catalase) की सक्रियता तापमान तथा pH द्वारा प्रभावितता का अध्ययन

- ★ आवश्यकताएँ (Requirements):-
- ताजे आलू हाइड्रोजन पर-ऑक्साइड, 3% H₂O₂
 - ब्लेड, अर्ध बोरे, परमानेसी, बीकर इत्यादि।

- ★ सिद्धांत (Principle):-
- कैटेलेज एन्जाइम हाइड्रोजन पर-ऑक्साइड को जल तथा ऑक्सीजन में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया के दौरान यह स्वतः ही नष्ट हो जाता है।
- यह कैटेलेज एन्जाइम ऐसी श्रेणियों में सक्रियता प्रदर्शित करती है जिन्हें हाइड्रोजन पर-ऑक्साइड उपस्थित करता है। कैटेलेज एन्जाइम की सक्रियता को सामान्य तापमान व कम pH पर ऑक्सीजन के बुलबुलों के रूप में परमानेसी से निकाले हुए प्रदर्शित किया जा सकता है। उसी क्रिया अतिरिक्त तापमान व अम्लीय pH पर नष्ट हो जाती है।



- ★ विधि (Procedure):-
- आलू के टुकड़े तैयार करना (Preparation of Potato pieces):-
- (i) आलू को अर्ध बोरे की सहायता से एक बेलनाकार टुकड़ा अटखे तथा उसके अनेक छोटे-छोटे टुकड़े ब्लेड की सहायता से कर लें।
 - (ii) तीन-चार आलू के टुकड़ों को अलग-अलग तीन टेस्ट ट्यूब A, B, C में स्थानांतरित करें।
 - (iii) Test-tube - A में 1ml 3% H₂O₂ मिलाकर ऑक्सीजन के बुलबुले नोट करें।




Fig - Activity of Catalase

(iv) Test-tube-B में 1 ml. HCl मिला कर 1 min तक उबाल दे।
 तत्पश्चात् उसका HCl फेंक कर उसे आसूत जल से धो ले और
 फिर उसमें H_2O_2 मिला दे। अब उसमें ऑक्सीजन के बुलबुले देखो
 बनते हैं क्या?

(v) Test-tube-C में उबले जल को 1 min तक उबाल ले तथा उसका
 पानी फेंक कर इसमें 3% H_2O_2 मिला कर ऑक्सीजन के बुलबुलों की उत्पत्ति
 को नोट करें यदि बनते हैं तो।

★ परिणाम (Result) :-

- (i) Test-tube-A में ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं।
- (ii) Test-tube-B में ऑक्सीजन के बुलबुले नहीं बनते।
- (iii) Test-tube-C में ऑक्सीजन के बुलबुले नहीं उठते।

★ निष्कर्ष (Inference) :-

(i) Test-tube-A Catalase Enzyme की सक्रियता परीक्षित करती है। सामान्य
 pH तथा तापमान पर ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में निकलती है।

(ii) Test-tube-B में शालू के टुकड़ों में HCl डालने पर उसका pH
 अम्लीय हो जाता है। अतः Catalase Enzyme की
 सक्रियता समाप्त हो जाती है, अतः कोई प्रतिक्रिया अभ्यंत्र नहीं होती व
 व उसमें कोई बुलबुला उठाना दिखाई नहीं देता।

(iii) जब शालू तापमान Test-tube-C में उसे जल के बाष्प गर्म करके
 बढ़ाया जाता है तब Enzyme Catalase की सक्रियता नष्ट हो जाती है
 व कोई ऑक्सीजन नहीं बनती।

★ सावधानियाँ (Precautions):

- (i) स्वस्थ मासु प्रयोग में लेना चाहिए।
- (ii) मासु के टुकड़ों का साफ़र कामना होना चाहिए।
- (iii) Test tube में H_2O_2 ध्यानपूर्वक डालनी चाहिए।

Experiment - 7

परऑक्सीडेशन एंजाइम की अंशिता pH तथा तापमान द्वारा
प्रभावित होने का अध्ययन

★ आवश्यकताएँ (Requirements):—

- ताजे आलू
- 3% H_2O_2
- NaCl, 2% बेंजीलडिऑक्साइड अथवा स्मैथोलेनिक सिलिकन
- जलवाष्प
- पेस्टल व मोर्गार
- हॉट प्लेट
- पिपेट
- टेस्ट ट्यूब
- वीकर

★ सिद्धांत (Principle):—

परऑक्सीडेशन एंजाइम आमतौर पर पादपों में
मिलता है। जब phenolic यौगिक जैसे गम गुवायक (gum -
guaiacum) बेंजीडिऑक्साइड को आलू के टुकड़ों में मिलाया जाता है तब
हाइड्रा परऑक्सीडेशन एंजाइम द्वारा ऑक्सीकरण होती है, धीरे-धीरे आलू के
अंत का रंग नीला हो जाता है।

★ विधि (Procedure):—

(i) मोर्गार की सहायता से आलू का एक कश बेलनाकार टुकड़ा निकालो
अब उसके अनेक छोटे-छोटे टुकड़े कर लो।


(ii) आलू के दो या तीन छोटे टुकड़ों को Test tube में डालकर उन्हें A, B, C
चिह्नित कर दो।

Teacher's Signature _____



[A]

Potato Pieces



[B]



[C]

Potato Pieces

Potato pieces
+
2 ml benzidine

After 15 minutes
add 1 ml of 3% H_2O_2 solution

Blue colour appears

Potato pieces
+
2 ml of 2% NaOH

After 15 minutes
add 1 ml of 3% H_2O_2 solution

No blue colour appears

Potato pieces
+
2 ml benzidine

After 15 minutes
add 1 ml of 3% H_2O_2 solution

No blue colour appears

Fig:- Activity of peroxidase enzyme

(iii) इसमें गम शुवायकम बैंजीडिन विलयन का 2ml. Test-tube A में डालें 15 min तक रख दें।

(iv) अब 3% H_2O_2 का 1ml विलयन इसमें डाल दें तथा आलू के टुकड़ों का रंग नोट करें की बदलाव हुआ नहीं।

(v) Test-tube-B में 2% HCl का 2ml डालें तथा 15 min तक बंजर करें। उसके पश्चात् HCl फेंककर इसमें H_2O_2 विलयन का 1ml लेकर आलू के टुकड़ों का रंग देखें नीला हुआ या नहीं।

(vi) Test-tube-C में आलू के टुकड़ों को 1 min तक उबाल कर गमशुवायकम बैंजीडिन का 2ml विलयन डालकर 10 min तक रख दें। उसके पश्चात् विलयन को फेंककर इसमें H_2O_2 का 1ml विलयन मिलाकर आलू के टुकड़ों का रंग देखें नीला हुआ या नहीं।

★ परिणाम (Result):-

- (i) Test-tube-A विलयन नीला हो गया।
 (ii) Test-tube-B नीला रंग नहीं हुआ।
 (iii) Test-tube-C नीला रंग नहीं हुआ।

Test-tube - A	सामान्य pH 9 तापमान
Test-tube - B	लैकमोलिन pH 9 सामान्य तापमान
Test-tube - C	सामान्य pH 9 उच्च तापमान

★ निष्कर्ष (Inference) :-

(i) Test tube - A में Peroxidase Enzyme की सक्रियता जाँची है, जिससे नीला रंग उत्पन्न हुआ।
अतः साबुन

(ii) जब बिलियन का pH HCl द्वारा बदला गया तो Test tube - B में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई अतः उच्च तापमान पर यह रंग विकसित नहीं हुआ।

(iii) Test tube C में Peroxidase Enzyme उच्च ताप पर नष्ट हो गया, इसलिए यह सक्रिय नहीं होने से कोई रंग विकसित नहीं हुआ।

★ सावधानियाँ (Precaution) :-

(i) बर्तन राजा साबुन कम में ले।

Experiment-8

स्टार्च पर अमायलेज (डाइस्टेज) के प्रभाव का अध्ययन

★ आवश्यकताएँ (Requirements):

- डाइस्टेज अथवा अंकुरित जौ के बीजों का अल्प (exhaust) या साबु आ बूदे के स्टार्च के विलयन के रूप में प्रयोग कीजिये।
- आयोडीन विलयन
- (a) बेनेडिक्ट विलयन न बनाइये। उसे बनाने के लिए 100g ऑडिस सिंथ्रे को 600ml साबुत जल में घोलिये तथा उसमें 100g सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3) मिलाई लीजिये।
- (b) 1N I_2 व्यष्टिक काल्मेट से 150ml साबुत जल में मिलाकर इसे भली ढंग से हिलाइये।
- (c) B विलयन से A विलयन मिलाइये तथा धीरे-धीरे हिलाते हुए साबुत जल मिलाकर 1लीटर कर लीजिए।

अमायलेज एंजाइम:-

- ★ अमायलेज (डाइस्टेज) एक ऐसा विकर काश्त है जो जीवित प्राणियों में पाये जाते हैं तथा कृषी संबंधित एंजाइम को मिलाकर बनते हैं।
- यह स्टार्च या ग्लाइकोजन का हाइड्रोलायसिस करके ग्लूकोज, माल्टोज या डेस्ट्रिन नामक जड़रा निर्मित करते हैं।
- पादपों में A एवं B अमायलेज पाये जाते हैं तथा लार या पेचिरीक इसी के माध्यम मिलाकर पाचन क्रिया बेहतर करते हैं।

★ प्रक्रिया (Procedure):

- (i) डाइस्टेज को एक-एक टिप्पिया लेकर दो जगह 100ml साबुत जल में घोली दो टेस्ट-ट्यूब 1 व 2 में रखिए।

Teacher's Signature _____

- (ii) टेस्ट ट्यूब 1 को उबाला लीजिए तथा दूसरी टेस्ट ट्यूब को बिना उबाले रखिए।
- (iii) दोनों टेस्ट ट्यूब में स्टार्च विलयन मिलाइये।
- (iv) पार्सलिन की टाइल पर 1 व 2 टेस्ट ट्यूब का विलयन डालकर उस पर आयोडीन का टेस्ट कीजिए।
- (v) टेस्ट-ट्यूब में बेनेडिक्ट विलयन डालिये।
- (vi) रंग में बदलाव नोट कीजिए।
- ★ परीक्षण (Observation):-
- (i) पार्सलिन टाइल पर पाँच बूँदों विलयन की डाल कर उस पर आयोडीन का बेनेडिक्ट विलयन की एक बूँद डालिये।
- (ii) नीला रंग आये तो उससे देखिए अगर यह रंग नहीं आता है तो अमायलेज विलयन का तनु घोल व CaCl_2 की बराबर मात्रा लेकर पुनः परीक्षण कीजिए नीला रंग आ जायेगा।
- (iii) टेस्ट-ट्यूब 2 में विलयन का परीक्षण स्टार्च विलयन डालने के कुछ बाद करें।
- (iv) अमायलेज की वाक्यता के लिए विलयन का समग्र-समग्र पर परीक्षण करते रहिये क्योंकि उसके रंग लीला ही कीड़े पड़ने लगते हैं।

- ★ परिणाम (Result) :-
- Test-tube -1 में रंग नहीं बदलता है क्योंकि उच्च तापमान अमायलेज विकर से नष्ट कर देता है।
- Test-tube -2 में विलयन का रंग बदल जाता है जो नीले-घीरे का होता जाता है।

- ★ निष्कर्ष (Inference) :-
- अमायलेज विकर ब्याक्टी को छोटे-छोटे मनुष्यों मोनोसैकेराइड स्क्वैडों में तोड़ देता है। अंकुरण के दौरान वसा (विट) फर्बिडिस्ट में बदल जाता है जो अंकुरित बीजों से तत्पश्चात् उर्जा प्रदान करता है इस अर्थ में अमायलेज विकर आवश्यक होता है।

Experiment - 9

स्टार्च , ग्लूकोज , लिग्निन एवं लिपिड के हिस्टोकेमिकल परीक्षण

[Histochemical tests for starch, cellulose, lignine and lipid]

1. स्टार्च हेतु परीक्षण (Test for starch)

★ आवश्यकताएँ (Requirements) :-

चावल , गेहूँ का बना मक्का का आटा , जल , यकृत डिश , टेस्ट ट्यूब
या कांच का ग्लास , फेक्टो स्लाइड , मिटलैंग आयोडीन (0.3% आयोडीन को
आन्ध्र जल में घोला 100ml कर ले)

★ विधि (Procedure) :-

(i) तीन परखनली (A, B, C) में 10 ml मक्का जल लीजिए।

(ii) A में चावल , B में गेहूँ व C में मक्का का 0.5g काटा मिला लीजिए।

(iii) लोड़ी देर रखने के बाद विलयन घोट होने पर ढाँके उफरी विलयन को मक्का
कूड़े A, B, C लेवल करें।

(iv) प्रत्येक विलयन में कुछ बूँद आयोडीन डी जले।

★ प्रेक्षण व परिणाम (Observation & Result)

प्रत्येक डिश में जल नीला हो जाता है जो मंड ही उपस्थिति दर्शाता है।

2. सेल्यूलोज हेतु परीक्षण (Test for Cellulose)

- ★ आवश्यकताये (Requirements):—
 स्लाइड, काटन, K₂ तिलान (1.5%) आयर जल में घुला हुआ घासतन 100 ml
 कर ले), सांद्र H₂SO₄।

★ Procedure (विधि):—

- एक स्लाइड लेकर उस पर कुछ घसन के रंगे रखिये।
- रंगों पर K₂ ही कुछ बूंदें डालिये।
- K₂ के पड़ना स्लाइड पर रखे रंगों पर Conc. H₂SO₄ ही कुछ बूंदें डालिये।

★ प्रेक्षण व परिणाम (Observation & Results):—

रंगों का रंग नीला काला पड़ जाता है। यह रंग सेल्यूलोज ही
 उपस्थिति दर्शाता है।

3. लिग्निन हेतु परीक्षण (Test for Lignin)

- ★ आवश्यकताये (Requirements):—
 छूट के रंगे, 1% KMnO₄, Conc. HCl, 2% सोडियम पारफार्बोनेट विलयन,
 जल

★ विधि (Procedure):—

- छूट के कुछ रंगे एक परखनली में लीजिए।
- परखनली 1% KMnO₄ ही कुछ बूंदें डालकर 5 min रखिये।
- परखनली में रंगे रंगों को पानी से अच्छे से धोइये जब तक उसका रंग निकलना
 बंद नहीं हो जाये।
- परखनली में Conc. HCl डालकर एक मिनट रखिये तथा बाद में अच्छे जल से
 धोइये।
- परखनली में 2% सोडियम कार्बोनेट विलयन डालिये।

★ प्रेक्षण व परिणाम (Observation and Result) :-

वेडों का रंग गहरा लाल हो जाता है जो लिपिड की उपस्थिति को दर्शाता है।

4. लिपिड टेस्ट परीक्षण (Test for Lipid)

★ आवश्यकताएँ (Requirements) :-

मूंगफली का भाक्षत जल में पीस कर बना घोल बनाया गीली मूंगफली का अनुपस्थित कर, परखली, माइक्रोस्कोप, स्लाइड, कवर स्लिप, सुडान डाय - III

★ विधि (Procedure) :-

(i) गीली मूंगफली के पतले अनुपस्थित लेपन कीजिये।

(ii) इसे सुडान - III के घोल से संश्लिष्ट करें।

(iii) ग्लिसरीन में माइक्रो करें तथा कवर स्लिप लगाकर माइक्रोस्कोप के नीचे अध्ययन करें।

★ प्रेक्षण व परिणाम (Observation & Result) :-

स्लाइड पर लिपिड लाल बूंदों के रूप में दिखाई देता है।

Experiment - 10

पोटेरो ओस्मोमीटर द्वारा परसरण प्रिया के दर्शना

[Demonstration of phenomenon of osmosis by use of potero osmometer]

★ आवश्यकताएँ (Requirements):—

- स्वच्छ आलू के केंद्र
- पेड़ी डिश
- 10% जर्जर का घोल
- जल
- ओई बोर्डर व कार्ड


★ परसरण (Osmosis):—

- दिये हुये आलू की सतह अर्धपारगम्य झिल्ली के नमूने का प्रयोग करती है।
- जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तब कम सांद्रता वाले विलयन से विलयक का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होने वाला प्रसरण परसरण कहलाता है।


★ प्रक्रिया (Procedure):—

- (i) एक आलू को धीरे धीरे उसकी निचली सतह को बरतकर काट लेते हैं।
- (ii) उपर की ओर से आलू को पीछर की सहायता से एक गुहा बना लेते हैं।
- (iii) यह गुहा उपयुक्त चौड़ाई व गहराई की होनी चाहिए।
- (iv) इस गुहा को जर्जर विलयन से भरा देते हैं।
- (v) इस पूरे उपकरण को एक जल से भरी पेड़ी डिश जिसमें इओसीन मिला होगा है इसमें रख देते हैं।
- (vi) कुछ समय के लिए प्रयोग को बरत कर देखते हैं।
- (vii) इसके प्रयोग में आलू की गुहा में इओसीन मिश्रित जल लेते हैं तथा बाहर जर्जर का घोल भर देते हैं।


Teacher's Signature




Endosmosis Initial state



Endosmosis Final state



Exosmosis Initial state



Exosmosis Final state

★ प्रेक्षण (Observation) :-

- (i) अंतः परासरण (Endo-osmosis) के दौरान आलू की गुदा में उपस्थित जल के कोल का तल कुछ समय बाद एक सीमा तक तल बढ़ने के बाद स्थिर हो जाता है।
- (ii) आलू की गुदा में उपस्थित जल का कोल गुलाबी होने लगता है।
- (iii) पेड्रीप्लेट में डायोसिन मिले जल का स्तर गिरने लगता है।
- (iv) बाह्य परासरण के दौरान आलू की गुदा में उपस्थित डायोसिन मिश्रित जल स्तर गिरने लगता है जो एक सीमा पर स्थिर हो जाता है।
- (v) पेड्रीप्लेट में बाह्य जल का कोल गुलाबी होने लगता है व इससे जल स्तर बढ़ जाता है।

★ परिणाम (Result)

- (i) अंतः परासरण के अंतर्गत जब कोशिका में जल प्रवेश करता है तब उसे अंतः परासरण (Endo-osmosis) कहते हैं। उपरोक्त प्रयोग में आलू की गुदा में उपस्थित जल विलयन में जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा भीतर पहुँच जाते हैं जिससे आलू की गुदा में जल विलयन का स्तर बढ़ गया।

- (ii) यानी में उपस्थित डायोसिन के अंदर प्रकाश होने के कारण विलयन गुलाबी होने लगता है। यह अंतः परासरण (Endo-osmosis) को प्रदर्शित करता है। उस अवस्था में पेड्रीप्लेट में जल का स्तर गिरने लगता है।

- (iii) बाह्य परासरण के अंतर्गत जब आलू की गुदा में जल बाहर निकलने लगता है तब उसे बाह्य परासरण (Exo-osmosis) कहते हैं। उपरोक्त प्रयोग में आलू की गुदा में उपस्थित जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा बाहर निकलते हैं जिससे आलू की गुदा में जल स्तर गिरने लगता है तथा पेड्रीप्लेट में उपस्थित जल के विलयन का स्तर बढ़ जाता है व गुलाबी हो जाता है।

★ आवश्यकतियाँ (Precautions):-

- (i) मातृ कक्षी माप का च स्पर्श होना चाहिए ।
- (ii) मातृ को मली प्रकार से छीसना चाहिए उसमे छेद नही बनने चाहिए
- (iii) मातृ की गुच्छा पैंजई व गहराई उचित होनी चाहिए ।
- (iv) मातृ की गुछा मिनी ज्यादा मोटी नही होनी चाहिए ।
- (v) शरिर का क्लियन उचित क्वालिटी का होना चाहिए ।
- (vi) मातृ का नीपला तल समतल होना चाहिए ताकि वह प्लेट में मली गॉरि डि सके
- (vii) कोर्ड का चिह्न पाप्पुसेधी होना चाहिए ।
- (viii) पेटीप्लेट में जल व मातृ की गुछा में शरिरके ~~कोर्ड~~ चौर अ स्तर समाप्त होना चाहिए ।
- (ix) जल में इमोसीन दोलने से परिणाम अच्छी तरह पता चल जाता है

Experiment - 11

पोटोमीटर द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर का प्रदर्शन करना

[To Demonstrate the rate of transpiration by use of Potometer.]

★ आवश्यकताएँ (Requirements):-

- पत्ररंगर या गेनोग पोटोमीटर
- स्वस्थ पादप की टहनियाँ
- क्लैप बॉय
- बीकर
- वेसलीन
- जल

★ सिद्धांत (Theory):-

- पौधों द्वारा अवशोषित जल की कुछ मात्रा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में चली जाती है।
- पौधों के विभिन्न वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है।
- वाष्पोत्सर्जन तीन प्रकार से हो सकता है -
 पर्णम / शरीरम / बहुरिकुशूलर व लैटीक्यूलर
 उपरोक्त में पर्णों पर उपस्थित छंदों द्वारा जल की मात्रा 80-95% तक होती है। इस प्रयोग द्वारा हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि अवशोषण पर वाष्पोत्सर्जन दर के प्रभाव होती है।

फार्मर पोटोमीटर (Farmer's Potometer)

★ प्रक्रिया (Procedure):-

- (i) इस उपकरण में एक छोड़े कुंड की बोलत लेकर उस पर एक तिन छिद्र वाला कर्क लगा देते हैं।
- (ii) जल संयुक्त में जाने वाली बॉय की नलिका को वायुमयी सिरे के एक छिद्र में प्रवेश करवा देते हैं।

Teacher's Signature _____




Fig :- Farmer's potometer

- (iii) एक लुई हुई कांच की नलिका अर्ध के दूसरे सिरे के छिद्र में लगा देते हैं।
- (iv) गहक वाले आर्क के छिद्र में पादप की पानी में सिद्धी करी गई रटनी लगा देते हैं।
- (v) इस पूरे उपकरण को पानी से भर वायुशुद्धी कर देते हैं।
- (vi) लुई हुई कांच की नलिका का एक हिस्सा पानी से भरे बीकर में डुबो देते हैं।
- (vii) प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व कांच की लुई नलिका में एक बुलबुला प्रवेश करा कर उस पूरे उपकरण को हूप में रख दिया जाता है।
- (viii) बुलबुले की गति से वाष्पोत्सर्जन की गति नापते हैं। बुलबुले की गति नापने के लिए स्थाप गंच का उपयोग करते हैं।

गेनोजेग पोतोमीटर (Gonopygus Potometer)

★ प्रक्रिया (Procedure):

- (i) इस उपकरण में एक चौड़े गुँट की एक छिद्र वाली आर्क लगी होती है।
य एक कांच की ठोकर खुली चौड़ी कांच की बोतल होती है।
- (ii) उस पूरे उपकरण को जल से भर दिया जाता है।
- (iii) चौड़े गुँट की बोतल के अर्ध में जो छिद्र था उसमें पानी में सिद्धी करी एक स्वस्थ पादप की शाखा लगा दी।
- (iv) लुई हुई कांच की नलिका का एक सिरा बीकर में रखे पानी में डुबो देते हैं व सभी जोड़ वायुशुद्धी कर दिये जाते हैं।
- (v) प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व कांच की लुई नलिका में एक बुलबुला प्रवेश कराकर उस पूरे उपकरण को हूप में 15 min. रख देते हैं।
- (vi) बुलबुले की गति से वाष्पोत्सर्जन की गति नापने के लिए स्थाप गंच का प्रयोग करते हैं।

★ परिणाम (Result)

जैसे- जैसे पानी रटनी द्वारा वाष्पित होता है अर्ध वाष्पोत्सर्जन किया होती है लुई कांच की नलिका में वायु का बुलबुला भी बागे की ओर गति करता है।
इस बुलबुले की गति वास्तविक स्थिति पर निर्भर करती है।

Teacher's Signature _____




Fig:- Ganong's potometer to demonstrate the rate of transpiration.

Expt.

1.

2.

3.

4.

★

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

★

परी

विभिन्न दशाओं वाष्पोत्सर्जन की दर [Transpiration in different conditions]

1. पोटोमीटर अंधकार में रखने पर - (Potometer kept in darkness):-
अंधकार में रहने के कारण पौधा को प्रकाश नहीं मिलता है। अतः कुलकुला गाने नहीं करता है।
2. पोटोमीटर को उच्च ताप पर रखने पर (Potometer kept in high temperature):-
इस दशा में कुलकुला तेजी से गाने लगा है क्योंकि उच्च ताप पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है।
3. उच्च आर्द्रता आर्द्रता वाले वातावरण में (Potometer kept in atmosphere with high relative humidity):-
इस अवस्था में कुलकुला बहुत ही मंद गाने से शुरु करता है क्योंकि वातावरण में नमी के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है।
4. पोटोमीटर को पंखे के नीचे रखने पर (Potometer kept under fan):-
इस अवस्था में वातावरण की नमी कम हो जाती है, वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाती है अतः कुलकुले से गाने भी बढ़ जाती है।

★ सावधानियाँ (Precautions):-

- (i) समोदभिद पादप की टहनी लेनी चाहिए जिसके पत्ते चौड़े हों।
- (ii) टहनी को पानी के भीतर तिरछा करना चाहिए ताकि हवा न निकले।
- (iii) क्लि जोड़ वायुरोधी होने चाहिए।
- (iv) उपकरण में पानी उपरित मात्रा में भर होना चाहिए।
- (v) प्रत्येक की नलिका का अंतिम बिंदु पानी में डूबा हुआ होना चाहिए।
- (vi) उपकरण को धूप में रखना चाहिए।
- (vii) विभिन्न दशाओं में उपकरण को 15 मिनट रखने के बाद प्रेक्षण करना चाहिए।

★ परिणाम (Results):-

पानी का कुलकुला गितना गाने लगा है वह उसी वाष्पोत्सर्जन दर होती है।

Experiment - 12

मूल दाब का प्रदर्शन

[To Demonstrate Root Pressure]

★ आवश्यकताएँ (Requirements):-

- गमले में लगा स्वस्थ पादप
- स्टेप
- चाकू
- पंप की पत्थी नली
- मैनोमीटर
- मर्करी
- खर ट्यूब
- जल

★ सिद्धांत (Theory):-

- जल के मूल कोशों द्वारा जल अवशोषित करके वातकुट से हीरा इभा जायसम तक पहुँचाया जाता है।
- मूल दाब *hydrostatic pressure* होता है जो *xylem* के स्टेप में जल अवशोषित होने के कारण पैदा होता है।
- इस सिद्धांत के अनुसार पादप में यह बल तभी कार्य करेगा जब पादप पूर्ण रूप से *transpiration* (स्थिर) स्थिति में होगा। इस बल द्वारा पादप में कुछ दूरी तक ही जल चढ़ सकता है।

★ प्रक्रिया (Procedure):-

- एक गमले में लगे पूर्ण रूप से स्थिर पादप को उपर से अछि।
- (i) इस बड़े ट्यूब हिस्से पर एक मैनोमीटर ट्यूब फुट डिम्बे बलब व लंबी
- (ii) नली हो लाइए। उसे कुछ दूरी तक मर्करी से भर दीजिए।
- (iii) अभी जोड़ भोम लगाकर वातरोधी करके मर्करी का स्तर जंच लीजिए।

Teacher's Signature _____




Fig :- Demonstration of Root Pressure

★ प्रेक्षण (Observation):-

कुछ समय बाद कटे तने पर लगे हुये मेनोमीटर में मर्करी का स्तर बढ़ जाता है।

★ परिणाम (Result):-

मर्करी का बढ़ा हुआ स्तर जड़ से होने वाले Hydrostatic दबाव के कारण होता है।

★ आवधानियाँ (Precautions):-

- (i) स्प्रिंग गैज में लगा पादप लेना चाहिए।
- (ii) पादप पूर्ण रूप से सिंचित होना चाहिए।
- (iii) पादप को आधार के पास से सुबह कारना चाहिए, जिस पर पर्ण नहीं होनी चाहिए।
- (iv) सभी जोड़ पूर्ण रूप से वायुमोही होने चाहिए।

Experiment - 13

प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के विमोचन का प्रदर्शन


[To demonstrate that oxygen is evolved during photosynthesis]

★ आवश्यकताएँ (Requirements):-

फनल , बीकर , टेस्ट ट्यूब , घागा , हाइड्रिला की काष्ठाये
सोडियम वाइकार्बोनेट , जल ।

★ सिद्धांत (Theory):-

- हरे पादप स्वपोषी (autotrophic) होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है।
- प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पादप हरे वर्ण क्लोरोफिल द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तथा CO_2 व H_2O की सहायता से कार्बोहाइड्रेट निर्मित करते हैं।
- प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का विमोचन होता है।
- प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा O_2 व CO_2 का संतुलन बना रहता है।



★ प्रक्रिया (Procedure):-

- (i) एक बीकर लेकर उसे जल से भरिये।
- (ii) बीप को बीकर में रख दीजिए।
- (iii) हाइड्रिला की कुछ काष्ठाये लेकर उन्हें घागे से बांधिये व इसके चरे भागों के बीप के संसरे भाग में डाल दीजिए।
- (iv) अंगोष्ठित (Inverted) परखनली को .पानी से पूरा भर कर बीप की नली के ऊपर उल्टा कर दें। उस दौरान-पानी परखनली से बाहर न निकले।
- (v) इस पूरे उपकरण 1/2 घंटे के लिए धूप में रख दें।

★ प्रेक्षण (Observation):

हाइड्रिला की कायाओं के छोटे भागों से पानी के बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। यह पर्यवनी के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं जिससे जल का बल गिर जाता है व पर्यवनी ऊपर ही और आनी दिखाई देती है। इस गैस को जलमयी हुई माफिक सीटी या पायरोगैलेक्स से परीक्षण करते हैं।

★ परिणाम तथा निष्कर्ष (Result & Conclusion):

पर्यवनी में जलमयी माफिक की तीली तेजी से चलने लगती है जिससे यह सिद्ध होता है कि पर्यवनी में निक्षेपित गैस ऑक्सीजन है।

पायरोगैलेक्स को पर्यवनी में स्पर्श करवाने पर पानी तेजी से पर्यवनी में चढ़ जाता है जिससे यह सिद्ध होता है कि ऑक्सीजन पायरोगैलेक्स में जुल गई व जल का बल कम बढ़ गया।

उल्टे बीप विधि पर विभिन्न अंशों का प्रभाव

(Effect of various factors on inverted funnel experiment)

1. उबलता जल लेने पर - इस अवस्था में प्रकाश संश्लेषण ही होता नहीं होगा क्योंकि जल में CO_2 अनुपस्थित होगी अतः बुलबुले नहीं निकलेंगे।
2. हाइड्रिला के स्थान पर स्थलीय पौधे लेने पर - इस अवस्था में बल्य बंद हो जायेंगे फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तथा बुलबुले नहीं निकलेंगे।
3. उपकरण को काले अंगण में रखने पर - इस समय प्रकाश ही अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण ही होता नहीं होगा, अतः बुलबुले नहीं निकलेंगे।




Fig :- Inverted Funnel Experiment

4. जल में विघात पदार्थ मिलाने पर - विघात पदार्थ पादप के जीवद्रव्य पर हानिकारक प्रभाव डालेंगे जिससे धीरे-धीरे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जायेगी इस समय बुलबुले धीमी गति से निकलेंगे । कुछ समय बाद जीवद्रव्य के मृत होने पर पादप को बुलबुले निकलना बंद हो जायेंगे ।

5. जल में सोडियम वाई कार्बोनेट मिलाने पर - जल में सोडियम वाई कार्बोनेट मिलाने पर CO_2 की मात्रा बढ़ जाती है जिससे पानी में घरे हुए हाइड्रिला के हिस्से से बुलबुले तेजी से निकलने लगते हैं ।

★ सावधानियाँ (Precautions):

1. स्वस्थ जलोद्भिद पादप (हाइड्रिला) लेना चाहिए ।
2. हाइड्रिला की आन्धाओं को पानी के भीतर तिरछा करना चाहिए ।

मोल की आधी पत्ती का प्रयोग (Moll's half leaf experiment)

मोल की आधी पत्ती प्रयोग द्वारा यह सिद्ध करना कि प्रकाश-संश्लेषण के लिए CO_2 , जल, क्लोरोफिल व प्रकाश आवश्यक हैं

[To demonstrate that CO_2 , water, chlorophyll and light are essential for photosynthesis by Moll's half leaf experiment]

★ आवश्यकताएँ (Requirements):

गमले में लगा लेवी पत्ती वाला पौधा ,
 चौड़े मुँह की बोतल , बीन में फरा कर
 KOH (20%) का घोल , स्टैण्ड , जल , बीकर ,
 आयोडीन का घोल (1%)





Fig :- Moll's half leaf Experiment

★ सिद्धांत (Theory) :-

प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि में पत्तियों अर्थात् हरित पत्रों में प्रकाश, CO_2 व ऑक्सीजन की उपस्थिति में हरित पत्रों की द्वारा एक ही जी तभी होने पर प्रकाश संश्लेषण निगमन एवं गन्धार CO_2 व ऑक्सीजन की उपस्थिति में करने की क्षमता नहीं होती।

★ प्रक्रिया (Procedure) :-

1. गमलों में लगे पाँचों को पद बंद अंधकार में रख कर उसी पत्तियों में उपस्थित गन्धार जल कर देते हैं।
2. बोतल में 20 ml कार्बोन डायऑक्साइड का विलयन लेते हैं।
3. एक चौड़ा गुँदा की ग्रंथ की बोतल में नीरा लगा कर रखा देते हैं।
4. शुद्ध के समान गमलों में लगी पत्ती को चूड़ के गन्धार से कटे हिस्से द्वारा इस प्रकार व्यवस्थित करें कि आधी पत्ती बोतल से बाहर व आधी अंदर रहे।
5. सभी जोड़े को गीला लगाकर वापस रखी कर दें।
6. बोतल को स्टैंड पर रखकर प्रयोग को 3-4 घंटे तक चला दें।
7. प्रयोग के पश्चात् पत्ती को तोड़ लें, मिथाइलेन ब्लू स्ट्रिप से रंग निर्दिष्ट (decolorized) करके आयोडीन द्वारा जाँच कर लें।

★ प्रेक्षण (Observation):-

बोतल व अर्क के बीच लगा पत्ती का हिस्सा आयोडीन से जलानात्मक टेस्ट देता है जबकि बोतल के बाहर का हिस्सा धनात्मक टेस्ट देता है।

★ निष्कर्ष (Inference):-

1. पत्ती वह भाग जो बोतल के भीतर था उसे CO_2 नहीं मिली, क्योंकि CO_2 KOH द्वारा अवशोषित कर लिया गया, अतः जल, प्रकाश की उपस्थिति व CO_2 की कमी के कारण स्टार्च नहीं बन पाता।
2. अर्क के बीच लगे भाग से CO_2 व प्रकाश नहीं मिला अतः इसमें भी स्टार्च नहीं बन पाया।
3. गमले के बाहर पत्ती के हिस्से से क्लोरोफिल, जल, CO_2 व प्रकाश उपलब्ध थे अतः स्टार्च बना व पत्ती के केंद्र में भाग ने आयोडीन से धनात्मक टेस्ट दिया।

★ सावधानियाँ (Precaution):-

1. गमले में लगे पादप की पत्तियों को मंड रहित करने के लिए 48 घंटे अंधकार में रखना चाहिए।
2. गमले में लगे पादप की पत्तियाँ लंबी होनी चाहिए।
3. KOH की सांद्रता उपयुक्त होनी चाहिए।
4. अर्क वायुरोधी होना चाहिए।

Experiment - 14

गेनॉग रेस्पाइरोमीटर द्वारा R.Q. का मापन करना
[Measurement of R.Q. by Ganong's Respirometer]

★ आवश्यकताएँ (Requirements):

- गेनॉग रेस्पाइरोमीटर
- उपसन आधार
- कार्बिक पोटैश
- नमक का घोल
- स्टैण्ड
- फिल्टर पेपर

★ सिद्धांत (Theory):

उपसन किया के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग एवं कार्बन डाई ऑक्साइड का निष्कासन होता है।
→ एक निश्चित समय में पादप उत्को के निश्चित गार द्वारा विमोचित CO_2 एवं उपभोग में ली गई O_2 का अनुपात उपसन गुणांक कहलाता है।

अथवा
उपसन में मुक्त कार्बन डाई ऑक्साइड तथा अवशोषित ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को उपसन गुणांक R.Q. कहते हैं।

$$\text{उपसन गुणांक R.Q.} = \frac{\text{मुक्त } CO_2 \text{ का आयतन}}{\text{अवशोषित } O_2 \text{ का आयतन}}$$

जो पदार्थ ऑक्सीकृत होते हैं (जैसे - अर्बोराइड, वसा, प्रोटीन आदि) वह उपसन आधार कहलाते हैं तथा R.Q. प्रायः 1 से कम होती है। उदाहरण स्वप्न -




Fig:- Ganong's Respirometer

- (i) अर्बोहाइड्रेट का R.O. एक होता है
 (ii) वसा व प्रोटीन का R.O. एक से कम होता है
 (iii) आर्बनिक अम्लों का R.O. एक से अधिक होता है।

★ प्रक्रिया (Procedure):—

1. रेस्पाइरोमीटर को स्टैंड पर स्थित करें।
2. रेस्पाइरोमीटर का बल्ब खोल कर उसमें कुछ पानी व फिल्टर पेपर रख देंगे हैं।
3. कुछ घिसे हुए गंधकित बीजों को बल्ब में रख देंगे हैं।
4. रेस्पाइरोमीटर की दो नलिकाओं को नमक के घोल अथवा (जैसे CaCl_2 अविलेय होती है) एक निश्चित तब तक भर दिया जाता है।
5. बल्ब के टुकड़ों को धुमा कर दोनों के बिंदु एक साथ करते हैं जिससे उसमें वायु प्रवेश कर सके उसके बाद टुकड़ों में पुनः धुमा देते हैं जिससे बल्ब का वाहरी वातावरण में संपर्क समाप्त हो जाये।
6. दोनों नलिकाओं में नमक के घोल का प्रारंभिक स्तर एक ही स्थापित होता है तथा यह स्तर नीचे कर लेते हैं। यह V_1 है।
7. कुछ समय प्रत्यात नमक के घोल को स्तर पुनः नीचे कर लेते हैं। यह V_2 है।
8. KOH की छिड़का नलिका में प्रवेश करवाने के पश्चात फिर इसका स्तर नीचे कर लेते हैं। यह V_3 है।




Fig - Level of saline water in different substrates

Expt. No.

★ प्रेक्षण

उपस्थान

गोष्ठ

मव

चन

अंश

वर्ग

1. उपस्थान

अंश

वर्ग

लोरी

2. उपस्थान

उपस्थान

गोष्ठ

अंश

वर्ग

लोरी

अंश

वर्ग

लोरी


अंश

वर्ग

★ प्रेक्षण एवं निष्कर्ष (Observation & Results) :-

अवसर्नाधार	प्रारंभिक तल (V_1)	प्रतितीय तल (V_2)	अंशित तल (V_3)	RQ
गेंदू				
गवका				
चना				
अरंडी				
ब्रायोफिल्लम				

1. अवसर्नाधार कार्बोहाइड्रेट (गेंदू, गवका, चना आदि) - अवसर्नाधार कार्बोहाइड्रेट होने पर नलिका में लवण का तल स्थिर रहता है क्योंकि कमरे जितनी CO_2 निष्काशित होती है उतनी ही O_2 अवशोषित होती है। अतः RQ का मान एक होता है।




2. अवसर्नाधार वसा - यदि अंगुष्ठित गहरा जल, अरंडी के बीजों को अवसर्नाधार के रूप में प्रयुक्त करते हैं तब गुबल हुई CO_2 का आपतन अधिक O_2 के आपतन से कम होगा अतः लवणीय तल का स्तर ऊपर उठ जाएगा। O_2 से जितनी अधिक मात्रा अवशोषित होगी उसी के अनुपात में लवणीय तल का स्तर उठे जाएगा। इसे V_1 से प्रदर्शित करेंगे।

जब नलिका में KOH प्रवेश करता है तब यह CO_2 का अवशोषण कर लेता है व लवणीय तल का स्तर और ऊपर उठ जाता है। यह V_2 से प्रदर्शित होता है तथा यह कमरे में गुबल CO_2 की मात्रा के समान होता है अतः

$$V_1 = O_2 \text{ का आधिक आतन}, \quad V_2 = \text{गुबल हुई } CO_2 \text{ का आपतन}$$

$$RQ = \frac{V_2}{V_1 + V_2} = \frac{\text{गुबल हुई } CO_2}{\text{अधिक } O_2}$$



$$V_1 = 43, \quad V_2 = 102$$

Teacher's Signature _____

3. यदि अपसनाधार आर्बेनिक समुह हैं: प्राथमिक के अपसनाधार लेने पर मुक्त हुई CO_2 का आयतन शोषित O_2 के आयतन से कम हो जाएगा। इस स्थिति में नलिका में लगाए गए का स्तर भी नीचे गिर जाएगा। उसे V_1 द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह CO_2 के अधिक आयतन के बराबर होता है। अब नलिका में कम प्रवेश करने पर CO_2 अवशोषित हो जायेगी। इसे V_2 से प्रदर्शित करेंगे एवं यह कुल निर्मित CO_2 के आयतन के बराबर होगी।

$$\text{अतः } \text{O}_2 \text{ का आयतन} = \text{कुल } \text{CO}_2 \text{ का आयतन} - \text{CO}_2 \text{ का अधिक आयतन}$$

$$= V_2 - V_1$$

$$RQ = \frac{V_2}{V_2 - V_1}$$

★ सावधानियाँ (Precautions):-

1. उपकरण वायुरोधी होना चाहिए।
2. दोनों नलिकाओं में समतल नलिका द्वारा जल के स्तर का स्तर एक होना चाहिए।
3. अगर इसे अपसनाधार किया जाए तो बल को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए।

Experiment - 15

चाप वृद्धिमापी द्वारा तने की लंबाई की वृद्धि मापना

[To measure the growth in length of stem with help of Arch - Auxanometer]

★ आवश्यकताएँ (Requirements):—

- चाप वृद्धिमापी
- भार
- छाया
- गमले में लगा स्पर्श पादप
- स्टैण्ड

★ सिद्धांत (Theory):—

पादप में वृद्धि एक गहनपूर्ण प्रभाव है जो अनेक प्रकार की बाह्यी क्रियाओं से पादप में उत्पन्न होती है। वृद्धि परिमाण, आयतन का चीर स्थानी तथा अपरिवर्तनीय परिवर्तन है।

वृद्धि एक धीमी प्रक्रिया होती है अतः उसे देखना संभव नहीं होता है किंतु चाप वृद्धि मापी द्वारा उसका मापन बहुत सज्जता के साथ किया जा सकता है।

★ प्रक्रिया (Method):—

1. एक गमले में लगा स्पर्श पादप लीजिए।

2. चाप से उपरिष्ठ दिशि (पिण्ड) में एक छाया डाल कर उसका एक शिरा नीचे रखे गमले के पोंच के उपरी शिरा पर बांध देंगे।




Fig :- आर्क गोनियोमीटर

3. धागे के दूसरे सिरे पर तनाव पैदा करने के लिए एक उचित भार लगा देते हैं।
4. पाँचों की लंबाई बढ़ने पर धिरी धुमती है तथा इससे लगा निरंतर माप सूचक सुई पाप पर गृहि की दर का मापन करता है।
5. जैसे जैसे पाँचों में गृहि बनें हैं भार नीचे आता जाता है व इसके साथ ही साथ सूचक सुई भी गृहि की दर दर्शाता जाता है।
6. पाप पर सूचक सुई द्वारा दिखाई गई पूरी वास्तविक रेखीय गृहि से कई गुणा अधिक होती है। अतः पाप की वास्तविक गृहि ज्ञात की जा सकती है।

★ प्रेक्षण (Observation):-

पाप की गृहि के साथ धिरी धुमती है तथा तनाव के कारण सूचक सुई पाप पर चली गई से इस गृहि का मापन करता है।

★ अनुमिति (Inference):-

पाप गृहिमापी द्वारा पाप की लंबाई में दिये गये समय में हुई गृहि को आसानी से मापा जा सकता है।

★ सावधानियाँ (Precautions):-

1. पाप को स्वस्थ होना चाहिए।
2. प्रयोग के दौरान गमले में पानी देते रहना चाहिए।
3. भार उचित होना चाहिए।