

Index

Sr. No.	Name of the Experiment	Page No.	Date of Experiment	Date of Submission	Remarks
1.	हीमोसाइटोमीटर उपकरण द्वारा दिए गए रक्त के पादर्य में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या की गणना।		10/01/2020	10/01/2020	
2.	दिए गए रक्त में Hb की प्रतिशतता ज्ञात करना।		10/01/2020	10/01/2020	
3.	दिए गए रक्त के पादर्य में हीमोलेक्ट्रीन आयतन ज्ञात करना।		10/01/2020	10/01/2020	
4.	दिए गए रक्त पादर्य में हीमोसाइटोमीटर की Help से WBC की गणना करना।		10/01/2020	10/01/2020	
5.	दिए गए परिष्ठा Sample का करना।		10/01/2020	10/01/2020	Type your text
6.	दिए गए परिष्ठा Sample का करना।		10/01/2020	10/01/2020	Type your text
7.	दिए गए परिष्ठा Sample का करना।		10/01/2020	10/01/2020	

Index

Sr. No.	Name of the Experiment	Page No.	Date of Experiment	Date of Submission	Remarks
8.	दिए गए Sample का परीक्षण करना।				
9.	दिए गए Sample का परीक्षण करना।				
10.	दिए गए Sample का परीक्षण करना।				
11.	T.S. of Thyroid gland of mammalia				
12.	T.S. of parathyroid gland of mammalia				
13.	T.S. of adrenal gland of mammalia				
14.	T.S. of pancreas of mammalia				
15.	T.S. of pituitary gland mammalia				
16.	Testes of mammalia				Type your text
17.	T.S. of ovary of mammalia				Type your text
18.	paper chromatography का प्रदर्शन				

* उद्देश्य :-

हीमोसाइटोमीटर उपकरण द्वारा किए गए रक्त के प्रदर्श में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या की गणना करना।

* आवश्यक उपकरण एवं रसायन :-

1. हीमोसाइटोमीटर
2. पिपेट
3. R.B.C सूक्ष्मदर्शी यंत्र
4. छेदन सुई
5. पंच ग्लास
6. स्ट्रिट लेम्प
7. का तनुकारी द्रव
8. आसुत जल
9. रक्त


* सिद्धान्त :-

की संख्या में कमी या वृद्धि घातक है।
समान्यतः R.B.C में की संख्या
प्रति घन मि.मि. व R.B.C में 55 - 50 lakh
प्रति घन मि.मि. होती है। 40 - 50 lakh

* विधि :-

1. slide व coverslip को साफ कर सुखा लेते हैं।
2. R.B.C को पहले के वाफ में absolute Alcohol से प अंत तक में सुखा लेते हैं।

Teacher's Signature



3. छेदन सुई को 90-1 Alcohol में निर्वाचित करते हैं।
4. 90-1 Alcohol स्पष्ट के टुकड़े भिगीकर तीसरी cartene अंगुली के शीर्ष भाग को साफ करते हैं।
5. निर्मित middle के द्वारा अंगुली में छेद करती हैं ताकि अंगुली से रक्त आने लगे।
6. प्रथम में आने वाले रक्त को साफ सुई से पीछा जाता है और बाद में आने वाले रक्त को पिपेट द्वारा धीरे-धीरे R.B.C. खींचते हैं। 0-5
7. Blood लेने के बाद शीघ्र ही पिपेट में दृश्य का तनुकारी खींचे इसे 101 तक भरे। 99
8. अब पिपेट में भरे द्रव को फुँक मारकर बाहर निकाल देते हैं। 101
9. अब पिपेट में भरे द्रव को धीरे-धीरे या धाँ और धुमाते हैं।
10. गणना slide पर रखकर गणना कर slide microscopic को उच्च आवर्धन के नीचे केन्द्रित करते हैं।

Teacher's Signature _____

गणना :-

4.

$$RBC = \frac{A+B+C+D+E}{80} \times 400 \times 200 \times 10$$

मे RBC की संख्या

यहाँ A, B, C, D, E = लघु वर्ग

400 = कुल लघु वर्ग
200 = तनुता

10 = लघु वर्ग की इकाई / बाहराई 1mm वर्ग

$$80 = 16 \times 5 \text{ वर्ग}$$

$$R.B.C = \frac{88 \times 92 \times 90 \times 92 \times 88 \times 400 \times 200 \times 10}{80}$$

$$= 450 \times 800000$$

$$= 4500000 \text{ प्रति घन मिमी}$$

प्रतिघन 1 मिमी. रक्त की संख्या = गिनी हुई
 Cell की संख्या $\times$ तनुता $(25 \times 10) \times 10^5$ की संख्या
 किए हुए लघुतम को

$$A + B + C + D + E = \text{Total RBC}$$

गुणा किया जाता है, क्योंकि प्रकीर्ण की
 400 गहराई है, जबकि गठना प्रति
 घन मिमी. 20% में करते हैं, अतः
 खदिर के 1 mm में RBC


$$= \frac{A + B + C + D + E \times 400 \times 200 \times 10}{80}$$

* Result :- दिए गए में गहराई में
 की संख्या 4.5×10^5 प्रतिघन मिमी RBC
 की नर में मादा में
 घन मिमी, 55 lakh होती है। 45 lakh

* सावधानियाँ :-
 1. स्वयं का रक्त लेते हुए समय अत्यंत
 सावधानी व सफाई करते हैं।

2. प्रत्येक बार नई सुई काम में ले।

3. पिपर में पान्थु के बुलबुले न आने दें।



चित्र 1 (A) हीमोमीटर (B) हीमोसिलीबिन पिपेट

* उद्देश्य :-
दिए गए रक्त में Hb की प्रतिशतता ज्ञात करना।

* सिद्धान्त :-
रक्त में स्थित R.B.C. की मात्रा एक स्थिर होती है, Hb अनेक प्रकार के रोग जैसे - हीमोग्लोबिन रक्त क्षीणता में की मात्रा रोग को पहचानने में होती है। Hb

Adult में Hb की मात्रा - $14 \text{ gm}/100 \text{ ml}$
Adult female में $12 \text{ gm}/100 \text{ ml}$

* आवश्यक उपकरण :-

i) Haemocytometer

ii) N/10 HCl

iii) H_2O_2

iv) Absolute Alcohol

v) आसुत जल

vi)

vii) Blood

विधि :-

i) Hb पिपेट को जल से फिर H_2O_2 से फिर Absolute Alcohol से साफ करते हैं।

ii) Haemocytometer की आंशिक परखनली में नीचे

Teacher's Signature

दिए गए सिद्धान्त चिह्न तक M/10 HCl dropex की सहायता से भरते हैं।

3) अंगुली में छेदन सुरी की सहायता से निकलते
को पिपेट में या घन के Blood
चिह्न तक खींचा 200 μ l हिमोमीटर mm की परखनली
में उपस्थित मिला देते हैं
N/10 HCl

परखनली में घूँट - घूँट कर आसुत जल मिलते हैं व लगातार फॉच की छड़ से हिलाते हैं। सावधानीपूर्वक के बढ़ते रंग का मिलाना मानक नलिकाओं के रंग के समान हो जाए तो आशंकित परखनली में भरे हुए तनु Blood के स्तर पर अंशित की पुतिशतता नोट कर लेते हैं।

★ परिणाम :-

रक्त में Hb की प्रतिशतता

★ सावधानियाँ :-

નિર્જમીત સુઈ અલગ રહે |

प्रत्येक वार नई नुई काम में ले।

2 समय ध्यान रखें।

3.

Teacher's Signature _____

★ उद्देश्य :-

दिए गए Blood के प्रादर्श में
Haematocrit Value ज्ञात करना।

★ आवश्यक उपकरण :-

1) अपेकेंद्रण मशीन नलिकाएं

2) Sodium ameter EDTA

3) ताजा रक्त

★ सिद्धान्त :-

जब Blood के प्रादर्श को अपेकेंद्रित किया जाता है, Blood तो के प्रादर्श में उपस्थित RBC Blood plasma नीचे बैठ जाती है। नीचे बैठ जाने से साफ RBC हल्के yellow colour देने लगता है, नीचे बैठ जाने से साफ हल्के हो जाने से Blood plasma रक्त हल्के नीले रंग का द्रव दिखाई देने लगता है, नीचे बैठ RBC का आघतन है।

Blood में P.C.V व plasma की मात्रा Haematocrit Value है।

Teacher's Signature _____

Capillary tube	Length of packed cell	total length of the blood cell
1.	2.6	5.1
2.	1.6	2.6
3.	5.2	6.0

Haematocrit Value = $\frac{\text{RBC का आयतन}}{\text{Blood का कुल आयतन}}$

$$PCV = \frac{2.6}{5.1} \times 100 = 50.98\%$$

$$PCV = \frac{1.6}{2.6} \times 100 = 61.58\%$$

$$PCV = \frac{3.2}{6.0} \times 100 = 53.33\%$$

$$\text{Average} = \frac{50.98 + 61.58 + 53.33}{3}$$

* विधि :-

1. अपकेन्द्रण परखनलियों को धोकर सुखा लिया जाता है।

2. प्रत्येक परखनली में थोड़ा या सोडियम बाइटेड का विलयन डालते हैं। EDTA

3. प्रत्येक अपकेन्द्रक नलिका में SCC चिह्न तक रक्त डालते हैं।

4. अब इन नलिकाओं को अपकेन्द्रक यंत्र में लगाकर उसे चक्कर की चाल में 300 rpm 1 min. तक चलाते हैं। 30 min

5. जिससे RBC plasma पृथक होकर नीचे बैठ जाए।

6. अपकेन्द्रक यंत्र के रुकने पर परखनलियों को निकाल देते हैं।

इन नलियों में दो स्तर स्पष्ट दिखाई देते हैं, ऊपर हल्के पीले रंग का साफ पारदर्शी द्रव plasma व नीचे गाढ़े रंग की।

7. इन नलिकाओं में RBC के आयतन को तोड़ कर लिया गया।

दिए गए Blood की Haematocrit value = 50 - 28-1.

- ★ सावधानियाँ :-
1. सभी अपकेंद्रीय नलिकाएं साफ होनी चाहिए।
 2. एक ताजा होना चाहिए।
 3. एक निकालने के लिए प्रत्येक बार-बार नई सुई काम में लेनी चाहिए।



★ अवलोकन :-

दिए गए रुधिर प्रदर्श में हीमेटो-साइटोमीटर की सहायता से श्वेत रक्त कणिकाओं की गणना करना।

★ आवश्यक उपकरण एवं रसायन :-

1. Haemocytometer

2. छेदन सूई

3. W.B.C. पिपेट

4. microscopy

5. spirit lamp

6. वाँच ग्लास

7. W.B.C. diluting fluid

8. Absolute Alcohol

9. आसुत जल

10. Blood

★ सिद्धान्त :-

रुधिर की संख्या में कोई भी अशान्तिपूर्ण वृद्धि या W.B.C. कमी किसी ना किसी रोग का कारण होती है। वयस्क मनुष्य में रुधिर की संख्या प्रति घन मि.मी. W.B.C. होती है। (1000 - 10,000)

Haemocytometer :-

Haemocytometer के क्षेत्र में


Teacher's Signature

जानना :-

WBC की संख्या = 16 वर्गों में WBC की संख्या $\times 20 \times 10$

यहाँ 20 = तनुता
10 = तनुता

अतः WBC = $40 \times 20 \times 10 = 8000$ प्रतिघन mm



एक मोटी कच्चा की गठना व पिपेट होते हैं। *slide* व *coverslip*

* WBC पिपेट :-

यह धुन्डीदार पिपेट होती है। जिसकी धुन्डी में *white blood cell wall* की गठना 0.5 - 0.11 के लिए 0.5 तक खींचा जाता है।

* W.B.C diluting Fluid :- जैन्शन वायलैट = 10 gm
ग्लैरियल एमैटिक एसिड = 1 ml
आसूत जल = 100 ml

* विधि :-

1. *Haemocytometer* की गठना व को जल में *slide* साफ *coverslip* सुखा लिया जाता है।

2. W.B.C पिपेट को से व वाफ में *Alcohol* को से साफ कर लिया जाता है।

3. रक्त का शाफरि कर लिया जाता है, व पिपेट से चिन्ह कर उसी में *WBC* लिया जाता है। *WBC dilution fluid*

4. *Fluid* के चिन्ह खींचा जो रक्त गुणा तनु है 20 जाए।

Teacher's Signature

5. अब इस द्रव की गठना प्रकीर्ण पर निकाल दिया
व Coverslip पर रख दें।

* परिणाम :-
दिए गए प्रदर्श रक्त के प्रदर्श में
की संख्या प्रति घन mm है। WBC
8000

* सावधानियाँ :-
1. रक्त लेते समय प्रत्येक बार नई सुई काम में लें।

2. पिपर में वायु के बुलबुले न आने दें।

★ उद्देश्य :-
दिए गए Sample का परीक्षण करना।

★ आवश्यक उपकरण व रसायन :-

Test tube, Holder, spirit lamp, filter paper, Chemical, Solⁿ & Ferriug acid Hcl Benedict Solⁿ

S. No.	Experiment	observation	Result
1.	Sample + H ₂ O	Sample विलेय	अतः प्रोटीन हो सकते हैं Carbohydrate
2.	Sample + Benedict solution + Heat	No effect	monosaccharide all glass हो सकते हैं।
3.	Sample + Con. Hcl + Benedict + Sol ⁿ A	No effect	polysaccharide हो सकते हैं। अनु. जाँचो
4.	Sample + H ₂ O solution + heat	No change	polysaccharide (-) Absent protein (+n!) present.
★	नाइट्रिक अम्ल परीक्षण :-	अवक्षेप की दिक्कत सहारे	protein + nt के 2cm line बन जाती है।

Teacher's Signature _____

* निम्नहाइड्रीन परीक्षण :-

sample + 1-2 drops विषयन का रंग
+ 1-2 drops निम्न हाइड्रीन मिलते हैं। protein sample

* परिणाम :-

फिर गए Sample में protein उच्चस्थित हैं।

SANDEEP YADAV PHYSICS CHIRAWA
9694219969

* उद्देश्य : — दिए गए Sample का परिक्षण।

* आवश्यक उपकरण : — परखनली, परखनली होल्डर, स्प्रिट लैम्प व रसायन।

S.No.	Experiment	objective	Result
1.	Sample + Benedict's Sol ⁿ + Δ	Sample विलेय	वर्णा अनु. प्रीति व कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं।
2.	Sample + Benedict's Sol ⁿ + Δ	No effect	monosaccharide
3.	Sample + Carotene + Benedict's Sol ⁿ + Δ	No effect	oligosaccharide -nt, polysaccharide -nt
4.	Sample + I ₂ + Sol ⁿ + Δ w/d	No effect	polysaccharide -nt protein -nt

5. नाइलीक अम्ल : —

उपस्थित है Sample + test tube की
फिलारो के सहारे 2 cm ring बन जाती है।

Teacher's Signature

Expt. No.

6. निनहाइलीन परिक्षण :-

का रंग Sample + 1-2 drop निन विलयन
व गर्म protein + nt Hydrin मिलते हैं।
करते हैं।

7. परिणाम :-

दिए गए Sample में protein + nt हैं।

SANDEEP YADAV PHYSICS CHIRAWA
9694219969

Teacher's Signature

* उद्देश्य :-

दिए गए Sample का परीक्षण।

* आवश्यक उपकरण :-

परखनली, परखनली होल्डर, spirit lamp, chemical solution etc.

S.No.	Experiment	observation	Result
1.	Sample + H ₂ O	Sample विलीय	वसा अनु. गैरीन
2.	Sample + Benedict	इट जैसा इलाल अवक्षेप प्राप्त होता है।	monosaccharide +nt
3.	Sample + flaming Sol ⁿ A + B	लाल अवक्षेप आता है।	monosaccharide +nt
4.	बौकर्स परीक्षण बौकर्स Sample + ameter + + 1.5 ml CH ₃ COOH	लाल अवक्षेप	monosaccharide +nt

* परीक्षण :-

दिए गए Sample में monosaccharide present है।

Expt. No. — 8

उद्देश्य :- दिए गए Sample का परिक्षण ।

असकश्यक उपकरण :-

Test tube, test tube holder, sprit, lamp, chemical solution etc.

S. No	Experiment	observation	Result
1.	Sample + H ₂ O	Sample कोई -	
2.	Sample + Solu ⁿ + A	अवक्षेप नहीं	carbohydrate protein monosaccharide -nt polysaccharide oligosaccharide -nt and protein
3.	Sample + Conc. HCl + benedict + Sol ⁿ	अवक्षेप नहीं आता।	oligosaccharide +nt polysaccharide and protein
4.	Todin + Benedict Sample + A	No change	oligosaccharide +nt
5.	Flaming परिष्ठा Sample + Conc. HCl	Red अवक्षेप आता है।	oligosaccharide +nt

Teacher's Signature _____

मे परिष्ठाण -
flaming परिष्ठाण
flaming करते हैं। $A+B+B$

★ परिणाम :-

फिर गए Sample में oligosaccharide
+nt हैं।

SANDEEP YADAV PHYSICS CHIRAWA
9694219969

Teacher's Signature

* उद्देश्य :- दिए गए Sample का परीक्षण करना।

* आवश्यक उपकरण :-

Test tube, Test tube holder, spirit lamp, chemical solution etc

S.No.	Experiment	observation	Result
1.	Sample + H_2O	Sample विलेय	Fate +nt Carbohydrate + protein हो सकते हैं।
2.	Sample + Bane + solution + A	कोई अवक्षेप नहीं	monosaccharide +nt polysaccharide
3.	Sample + Conc. HCl + A + Benzene Sol ⁿ + A	Red अवक्षेप	protein -nt oligo-Saccharide हो सकते हैं
4.	Sample + Iodine Sol ⁿ + Cool	Blue Colour change करने पर इसे ठंडा करने पर यह पुनः नहीं आता है।	oligosaccharide +nt polysaccharide +nt

Teacher's Signature _____

25

Expt. No.

परिणाम :-

दिए गए Sample में starch +nt है।

9694219969

Teacher's Signature _____

Expt. No. - 10

उद्देश्य :-

दिए गए Sample में जाँच करना।

आवश्यक उपकरण :-

Test tube, dropper, spirit lamp.

S.N ^o	Experiment	observation	Result
1.	Sample + H ₂ O	अविलेय	carbohydrate protein - nt है lipid +nt सकते हैं।
2.	सुडानडाई परीक्षण :- रक्त से रंग का हिलाते हैं।	अज्ञात विलयन में सुडान सामान डाई पाउडर मिलाकर लाल विलयन और परखनली को	
3.	विलेयता परीक्षण :- अज्ञात विलयन को पॉलर पदार्थ अविलेय A) Solution में डालते हैं।		Fat +nt
	B) Solution में Non - polar पदार्थ घुल जाता है।		
	c) Solution ether डालते हैं।		

Teacher's Signature

* छातवा परीक्षण :-

अज्ञात विलयन की कुछ परभाषी
छातवा मात्रा फिल्टर पेपर पर धन
Fat present जाती है।

* परिणाम :-

दिए गए *Sample* में *Fat +ve* है।

SANDEEP YADAV PHYSICS CHIRAWA
9694219969




FIG :- T.S. OF THYROID GLAND OF MAMMALIA

T.S of Thyroid gland of mammalia

* उद्देश्य :-

mammalia की थायरॉइड ग्रन्थि का अनुप्रच्छेद

* लक्षण :-

1. यह mammalia की Thyroid gland के अनुप्रच्छेद की सबसे बड़ी अन्तः स्त्री slide होती है।
2. Thyroid Body
3. स्तनधारी और दो Animals में यह गर्दन में श्वास नली के दोनों पालियों के रूप में पायी जाती है।
4. इस हार्मोन की थायरॉक्सीन हार्मोन कहते हैं।
5. gland में अनेक Blood cells व तन्त्रिकाएँ पायी जाती हैं।
6. प्रत्येक पुटिका एकदरी ग्रन्थिल उपकला द्वारा आस्तरित रहती है।
7. Human में इसकी कमी से घेंघा या गलगण्ड नामक रोग हो जाता है।



T.S. OF PARATHYROID GLAND OF MAMMALIA

उद्देश्य :- T.S. of Parathyroid gland of mammalia

mammalia की parathyroid gland का अनुपलब्ध काट।

लक्षण :-

1. यह mammalia की नामक अन्तःस्रावी gland के अनुपलब्ध काट की parathyroid gland है।

2. parathyroid gland thyroid gland में स्थित है अथवा उसके दोनों ओर स्थित होती है।

3. यह gland connective tissue के बने पतले समुदाय से परिबद्ध रहती है।

4. यह gland parathormone का स्रावण करती है, जिसे Calcitonin भी कहते हैं।

5. यह gland जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक होती है।

6. इसका Hormone calcium के उपापचय को नियंत्रित करता है।

7. इस gland को निकाल देने से Tetany नामक रोग हो जाता है, व जन्तु की मृत्यु हो जाती है।




Fig :- T.S. OF ADRENAL GLAND OF MAMMALIA

T.S. of Adrenal gland of mammalia

लक्षण :-

1. यह *mammalia* की अधिवृक्क ग्रन्थि के अनुप्रच्छ काट की *Slide* है।
2. यह *gland Connective tissue* के खोल से ढकी रहती है।
3. यह *gland* *outer part* में *divided* है। बाहरी भाग *Cortex* कहलाता है। *inner part medulla*
4. *Cortex* भाग का रंग *yellow colour* दिखाई देता है।
5. *medulla part* में *cells* अनियमित रूप में फैली रहती है।
6. इसमें लचीले तन्तु व शिथिलता भी पाये जाते हैं।
7. इस भाग की *Cells* *Adrenalin & Noradrenalin* नामक *Harmon* का *secretion* होता है।

Teacher's Signature _____



Fig :- T.S. OF PANCREAS OF MAMMALIA

T.S. of pancreas of mammalia

उद्देश्य :-

mammalia की pancreas की अनुप्रष्ट काट

लक्षण :-

1. यह मैमलस के अग्नाशय के अनुप्रष्ट काट की slide है।
2. यह gland अनेक alveoli या acini की बनी होती है।
alveoli gland cells pancreatic juice का स्रवण करती है।
3. लैंगरहेन्स के द्वीप समूह इस gland के अन्तः स्रावी क्षेत्र होते हैं।
4. I-Cells Somatostatin नामक Hormon का स्रावण करती हैं।
5. α-Cells glucagon नामक Hormon का स्रावण करती हैं।
यह Hormon Blood में Sugar के स्तर को बढ़ाता है।
6. β-Cells insulin Hormon का स्रवण करती हैं।
जो रक्त में शर्करा की मात्रा को घटाता है। इस की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। Hormon




Fig- T.S. OF PITUITARY GLAND MAMMALIA

T.O. of pituitary gland mammalia

लक्षण :-

1. यह *mammalia* की *pituitary gland* के अनुपलब्ध भाग की *slide*
2. यह *Body* की सबसे प्रमुख अन्तः स्रावी *gland* होती है।
3. यह अग्र पश्च मस्तिष्क की उधर सतह पर स्थित होती है। यह स्फिनोइड बस्थि के गर्त में सुरक्षित रहती है।
4. यह *gland* *ovule shaped* होती है, तथा एक वृन्त द्वारा *disiphelon* से जुड़ी रहती है, जिसे *infundibulum* कहते हैं।
5. यह *gland* मुख्य रूप से दो भागों में बंटी होती है।
 - i) *Adenohypophysis*
 - ii) *Neurohypophysis*
6. *Adenohypophysis* के पार्श्व ट्यूबेरैलिस में रक्त कोशिकाओं का जल बिछा रहता है।




Fig :-


TESTES OF MAMMALIA

Testes of mammalia

लक्षण :-

1. *mammalia* के प्रथम मुख्य रूप से जनन अंग होते हैं।
किन्तु रैता नलिकाओं के मध्य पायी जाने वाली अन्तराली कोशिकाओं जिन्हे *leading cells* भी कहते हैं।
स्त्रावण करती हैं। *Androgen Harmon*

2. ये *Harmon male* जननांगों का *development* करते हैं, व *Secondary sexual character* का भी विकास करते हैं।



T.S. of ovary of mammalia

लक्षण :-

1. यह *mammalia* की *ovary* के अनुप्रष्ठ काट की *slid* है।
2. *ovary* में उपस्थित अवकाश पीठिका कहलाता है। यह क्षेत्र तन्तुमय व सपंहनी संयोजी उत्तक द्वारा घिरा रहता है।
3. पीठिका में विकास की विभिन्न अवस्थाओं में *ovum* पाये जाते हैं, जो पुटक कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं।
4. *ovary* में उपस्थित बाह्य पैरीटोनियल स्तर का आवरण उपस्थित होता है।
5. एक संरचना कार्पस एविलकेन्स कहलाती है। अण्ड के निकल जाने तथा निषेचन न होने की स्थिति में कार्पस ल्यूथियम बन कर इस प्रकार की संरचना बनाता है।

paper chromatography

का प्रदर्शन

का प्रदर्शन

1. object :- paper chromatography

2. principle :-

3. प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री :-

(i) Bu-A Solvent

n-Butanol - 120 ml

Glacial acetic acid - 30 ml

pure water - 50 ml

उपरोक्त सामग्री न मिले तो निम्न विलयक बनाएँ

Ethanol - 180 ml

Ammonia - 10 ml

pure water - 10 ml

(ii) निनहाइलीन विलयन (200mg) से 2 ml बनाएँ।
 बोलकर विलयन को 100 ml पानी में
 विलयन सैफ़ेय ताजा बनाएँ।

iii) अज्ञात पदार्थ एवं अमीनो अम्लों का मिश्रण या समशीतल उत्पन्न

iv) petri dish

v) filter paper (Whatman No. 1)

Teacher's Signature

vi) Scissor, Thread, pencil, parakar.

vii) Sprear. (Atomiser)

viii) measuring jar reagent bottles, dropper ^{या} Galip
capillary tubules

* विधि :-

i) एक पेद्रीझि को इस प्रकार रखें, कि छोटा पात्र धरातल पर रहे व बड़ा इसे ढके।

ii) नीचे वाले पेद्रीपात्र की बहल व्यास का एक पात्र लें। (यदि उपलब्ध न हो, तो Whatman ^{कोई} filter कर लें) इसका उद्देश्य यह है, कि पात्र पेद्रीपात्र की दीवार पर रिक सके इतना बड़ा हो।

iii) पात्र की लगभग पतली लीर कैंची से इस प्रकार काटे कि यह 1cm केन्द्र से कुछ दूर तक मुक्त रहे पर अलग न हो।

iv) अज्ञात विलयन या अमीनो अम्लों का मिश्रण या समांगीकृत अतक को एक कैफिलरी में लेकर पात्र के केन्द्र में लगाएँ। विलयन के पात्र पर Whatman जाने के बाद बार - बार मिश्रण लगाकर सान्द्रता बढ़ाएँ।

v) पेद्रीपात्र में विलयक भर दें।




Fig :- चतुर्ल Chromatography का प्रदर्शन

SANDEEP YADAV PHYSICS CHIRAWA

vi) Filter पत्र को विलायक भरे पात्र की दीवारों पर इस प्रकार रिकाँटें कि कड़ी हुई लीर एक ढलाना या बत्ती की तरह विलयन में डुबी रहे।

vii) वैद्री के कवर से ढके दें। पात्र को हिलाएँ नहीं। पात्र को ढकने से अन्दर पाएषशील विलायक का संतृप्त वातावरण बनता है। जो प्रयोग के लिए आवश्यक है, साथ ही पत्र पर बाहर से कोई अनावश्यक पदार्थ भी नहीं गिरता है।

viii) कुछ समय बाद विलयन अम्ल बढ़ना शुरू जाए, तो पात्र को खोलकर फिल्टर पत्र चिमटी से या सिरों से सावधानीपूर्वक उठाएँ।

ix) पत्र को घूप में या हेयर ड्रायर या ब्लोअर से सुखाएँ

x) सुख जाने पर इस पत्र पर ताजा बने निन - हाइड्रीन (0.2N) का विलयन ड्रापर या पिपेट या एयैमाइजर से छिड़के। लगभग सम्पूर्ण विलयन अम्ल के भीतर के क्षेत्र में निनहाइड्रीन छिड़के।

* प्रेक्षण :-

पत्र के सुखने के कुछ समय बाद फिल्टर पत्र पर नीले रंग के पपाकार चिन्ह दिखाई देते हैं।

* परिणाम :-

पैपर क्रोमैटोग्राफी के परिणामस्वरूप मिश्रण

के विभिन्न धरक प्रथक्कृत हो गए हैं (परिणाम
में लिखें कि कितने धरक प्रथक् हुए तथा प्रत्येक का
RF क्या है)



Teacher's Signature _____